

Produktinfo

TePes mellanrumsborstar rengör mellan tänderna, där en vanlig tandborste inte kommer åt. Använd dagligen för rena tänder och friskt tandkött. Mellanrumsborsten kan användas för att rengöra mellan tänder, implantat, kronor och broar.

TePe® Mellanrumsborste Original finns i 9 färgkodade storlekar för att passa mindre till större mellanrum - ISO borststorlek 0-8. Mellanrumsborstarna är utvecklade i samarbete med tandvårdsexperts för att säkerställa bästa funktion, känsla och kvalitet på detaljnivå. Daglig användning avlägsnar upp till 40% mer plack än endast tandborstning. Effektiv plackborttagning motverkar tandköttsinflammation, karies och dålig andedräkt.

Genom att ersätta fossila råvaror med fossilfria växtbaserade oljor genom massbalansmetoden har vi minskat koldioxidavtrycket – utan att kompromissa med kvalitet, effektivitet eller design.



Egenskaper

- Det effektivaste sättet att göra rent mellan tänderna
- Användarvänligt skaft med stabilt grepp gör det möjligt att rengöra med kontrollerade rörelser
- De mindre borstarna (0-3) har en flexibel tipp för ökad åtkomlighet och hållbarhet. De större storlekarna (4-8) har en tjockare, böjbar borstdel.
- Plastöverdragen metalltråd och rundad tipp för säker och skonsam rengöring
- Tillverkas med växtbaserat material

Material Skaft: Polypropen (ISCC-certifierad).
Strån: Polyamid (PA). Tråd:
Plastöverklädd rostfri stål. Hylsa:
Polypropen (ISCC-certifierad)

Användarinstruktioner

För varsamt in borsten mellan tänderna och dra den fram och tillbaka ett par gånger med försiktiga rörelser. Böj borstdelen lätt för bättre åtkomlighet mellan de bakre tänderna. Skölj borsten före och efter användning. Använd dagligen och byt ut borsten när den är sliten. Tvinga aldrig in borsten mellan tänderna.

Items

Förpackningstyp	Artikelnummer	EAN konsument	Enheter (konsumentförpackning)	Enheter (detaljhandelsförpackning)
-----------------	---------------	---------------	--------------------------------	------------------------------------