



AKTIV RENGJØRING EFFEKTIV DESINFEKSJON

Sekusept™ aktiv

DESINFEKSJONSMIDDEL BASERT PÅ PEREDDIKKSYRE MED UTMERKET RENGJØRINGSYTELSE

Sekusept Aktiv kombinerer aktiv rengjøring og effektiv desinfeksjon med utmerket materialforenlighet for å oppnå det beste resultatet for brukeren, pasienten og dine instrumenter.

Sekusept Aktiv:

- Hurtig virusdrepende sluttdesinfeksjon
- Fjerner effektivt proteinflekker
- Ingen fiksering av restprodukter



Sekusept™ aktiv

Desinfeksjonsmiddel basert på peredikksyre med utmerket rengjøringsytelse

RENGJØRING

Sekusept Aktiv er utviklet for å oppnå best mulig rengjøringsresultat. Produktets utmerkede rengjøringsytelse er bevist av eksterne, uavhengige hygieneinstitutter.

DESINFEKSJON

Den nyskapende formelen basert på oksygen og peredikksyre er effektiv mot bakterier, mykobakterier, sopp, virus og bakteriesporer. Produktet er høyeffektivt ved meget kort kontaktid.

BRUKERVENNLIG

Med høy rengjøringsytelse og bredspektret effekt er Sekusept Aktiv velegnet til alle trinn i manuell bearbeiding av medisinske instrumenter. Utmerket materielforenlighet hjelper til å forlenge instrumentenes levetid.

PEROXYBALANCE® KONSEPTET

Flere år med utvikling har optimalisert pH-verdien innenfor det nøytrale området, og sikrer at PerOxyBalance® desinfeksjonsmidler er sikker for pasienten, brukeren og instrumentene.

Ikke egnet til instrumenter av messing, kobber eller mekanisk skadede, forkrommede eller forniklede instrumenter.

DOSERING

LITER BRUKSLØSNING	DOSERING BRUKSLØSNING
	2% ml
2 Liter	60ml = 2 x 
4 Liter	120ml = 4 x 
8 Liter	240ml = 8 x 

 1 målleskje = 20g pulver

MIKROBIOLOGISK VIRKEOMRÅDE

KRAV/FORHOLD	DOSERING	KONTAKTTID
Desinfeksjon av instrumenter i hht. VAH (bakteriedrepende, gjærdrepende) Rene og urene forhold	2,0% 1,0%	5 min 60 min
Bakteriedrepende I henhold til EN 13727 og EN 14561, urene forhold	2,0% 1,0%	5 min 60 min
Gjærdrepende I henhold til EN 13624 og EN 14562, urene forhold	2,0% 1,0%	5 min 60 min
Soppdrepende I henhold til EN 13624 og EN 14562, urene forhold	4,0% 3,0%	15 min 30 min
Mykobakteriedrepende I henhold til EN 14348 og EN 14563, urene forhold	2,0% 1,0%	15 min 60 min
Tuberkulosedrepende I henhold til EN 14348 og EN 14563, urene forhold	2,0% 1,0%	15 min 60 min
Virusdrepende I henhold til EN 14476 og EN 17111, urene forhold	2,0% 1,0%	15 min 30 min
Sporedrepende. I henhold til EN 17126, urene forhold	2,0%	15 min
Clostridium difficile. I henhold til EN 17126, urene forhold	1,0%	15 min

FORPAKNING OG BESTILLINGSINFORMASJON

PRODUKT	SALGSENHET	BESTILLINGSNUMMER
Sekusept Aktiv bølge med målleskje	4 x 1,5 kg	3050510
Sekusept Aktiv test-strips	4 rør à 50 strips	3007370

BRUKSOMRÅDE

Til manuell rengjøring og desinfeksjon, samt sluttdesinfeksjon av medisinske instrumenter. Spesielt velegnet til varmebestandige instrumenter, som ikke kan varmebehandles, f.eks. fleksible endoskoper og utstyr for narkose.

BRUKSANVISNING

Bruk målleskjeen som følger med produktet. Tilsett riktig mengde pulver under omrøring litt etter litt i vannet. Gjenta flere ganger i løpet av de første 15 minuttene. Senk instrumentene i bruksløsningen slik at alle overflater er helt dekket av væsken.

Rengjør instrumentene i henhold til produsentens instruksjoner, inkludert hensiktsmessig mekanisk bearbeiding (f.eks. børsting, avtøking med klut) til instrumentene er visuelt helt rene. La instrumentene ligge i bruksløsningen i hele kontaktiden, og skyll dem deretter i rent vann. Tørk av utvendige overflater og innvendige kanaler (på f.eks. endoskoper). For sluttdesinfeksjon er det påkrevet med ett bad for rengjøring, og ett bad for desinfeksjonen.

I henhold til anbefaling tilberedes ny bruksløsning hver dag. Ved synlig kontaminering tilberedes en ny bruksløsning umiddelbart.

DET KAN OPPSTÅ EN LETT MISFARGING I PULVERET, DETTE HAR INGEN INNVIRKNING PÅ PRODUKTETS YTELSE.

INGREDIENSER

Natriumperkarbonat, ikke-ioniske tensider, fosfonater. Aktivt innhold i en bruksløsning i 2% dosering: > 1.000 ppm peredikksyre.

OPPBEVARING

Faremerket. Følg sikkerhetsanbefalinger ved bruk (i henhold til europeisk regelverk for klassifisering og merking av kjemiske produkter, CLP). Oppbevaring: mellom +5°C og +25°C.

SERTIFISERINGER

Medisinsk utstyr. Full oversikt over antimikrobiell effekt for Sekusept Aktiv er inkludert i den vitenskapelige saksdokumentasjonen, som er tilgjengelig på forespørsel.

MEDISINSK UTSTYR MÅ BRUKES PÅ EN SIKKER MÅTE

Les alltid produktetiketten og produktinformasjonen.



KUN TIL PROFESJONELL BRUK.