

Suma Med Alu Pur-Eco

L10

Flytande rengöringsmedel för rengöring av medicinska instrument

Produktbeskrivning

Suma Med Alu Pur-Eco är ett koncentrerat flytande rengöringsmedel som är speciellt utformat för användning i ett brett sortiment av ultraljuds- och diskdesinfektorer.

Produktegenskaper

Suma Med Alu Pur-Eco är ett flytande rengöringsmedel som är speciellt framtaget för användning i ett brett sortiment av ultraljudsmaskiner och diskdesinfektorer för många laboratorier och medicinska rengöringsverksamheter. Speciellt utformad för användning på mjuka metaller som aluminium, koppar eller silver.

Produktfördelar

- Säker för användning på aluminium och andra mjuka metaller
- Innehåller kraftfulla emulgerings- och dispergeringsmedel för att avlägsna fett- och proteinsmuts
- Lämplig för alla vattenförhållanden
- Den koncentrerade formuleringen ger utmärkt kostnadseffektivitet
- Miljömärket: EU Ecolabel

Bruksanvisning

Suma Med Alu Pur-Eco appliceras normalt med Diverseys automatiska doseringsutrustning. Den kan dock användas tillsammans med integrerade doseringspumpar där sådana finns. Vid första användningen, skölj pumpen och transportrören i doseringssystemet för att undvika eventuell kristallisering i dessa rör, orsakad av blandning av produkter. Torka den medicintekniska produkten före användning. Dessutom måste de medicintekniska produkterna steriliseras ytterligare om de är invasiva. Specialhandskar och skyddsglasögon eller skyddsglasögon krävs under normala användningsförhållanden.

Dosering*

För att säkerställa perfekta rengöringsresultat vid medelhårt vatten, dosera med en koncentration på 1,5-3 g/L, beroende på lokala förhållanden på platsen.

*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



EU Ecolabel: SE/038/001



 **Diversey Europe
Operations B.V.**
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Suma Med Alu Pur-Eco

L10

Teknisk information

pH konzentrat:	≈13.30
pH brukslösning:	> 11 (0.4 %)
Relativ densitet (20°C):	≈ 1.274

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och avfallshantering av denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad, sds.solenis.com. Hantera enligt god industriell hygien och säkerhetspraxis. Hålls borta från mat, dryck och djurfoder. Blanda inte med andra produkter om inte Diversey ger råd om detta. Förvaras i slutna originalförpackningar och ska hållas borta från extrema temperaturförhållanden. Produkten är inte avsedd att återanvändas. Endast för professionella användare/specialister.

Varning

Förvaringstemperaturer 0-40 °C. I händelse av någon allvarlig incident i samband med användningen av Suma Med Alu Pur-Eco, ska användaren rapportera det till det lokala Diversey-kontoret och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Återanvänd inte. Produkten är inte avsedd att användas på mänsklig hud. Suma Med Alu Pur-Eco är inte avsedd att användas på porösa eller alkaliskt känsliga medicintekniska produkter förutom aluminium. Använd inte på medicinsk utrustning gjord av polyetentereftalat (PET). Utan korrekt sterilisering är produkten inte avsedd att användas på invasiva medicintekniska produkter som tränger in i vävnad eller invaderar blodomloppet och inte heller kommer i direkt kontakt med intakta slemhinnor. Använd inte Suma Med Alu Pur-Eco på medicinsk plastutrustning. Andra användningsområden än de identifierade rekommenderas inte. Tvätta händerna före raster och i slutet av arbetsdagen. Tvätta ansikte, händer och exponerad hud noggrant efter hantering. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Använd personlig skyddsutrustning vid behov. Använd endast med tillräcklig ventilation. Suma Med Alu Pur-Eco innehåller dinatriummetasilikat (natriummetasilikat) och kan orsaka: hudirritation, allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser: Använd ögon- eller ansiktsskydd. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt skölja. Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Personlig skyddsutrustning

Rekommenderade säkerhetsåtgärder för hantering av utspädd produkt: Omfattar aktiviteter som fyllning och överföring av produkten till appliceringsutrustning, kolvar eller hinkar.

	Personlig skyddsutrustning
Ögon-/ansiktsskydd	Skyddsglasögon (EN 166)
Handskydd	Kemikalieresistenta skyddshandskar (EN 374).

Rekommenderade säkerhetsåtgärder för hantering av den utspädda produkten: Inga särskilda krav under normala användningsförhållanden.

Suma Med Alu Pur-Eco

L10

Avfallshantering

Det koncentrerade innehållet eller den förorenade förpackningen ska kasseras av en certifierad hanterare eller enligt platstillståndet. Utsläpp av avfall till avlopp avråds. Det rengjorda förpackningsmaterialet är lämpligt för energiåtervinning eller återvinning i enlighet med lokal lagstiftning.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 29* - tvätt- och rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

Rekommendation för tom förpackning: Avfallshantering enligt nationella eller lokala föreskrifter.

Lämpliga rengöringsmedel: Vatten, vid behov med rengöringsmedel.

Miljöinformation

Suma Med Alu Pur-Eco tilldelades licensen SE/038/001 som uppfyller kriterierna för EU:s miljömärke som en miljövänlig produkt

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
101109790	SUMA MED ALU PUR-ECO L10 200L W1779	Automatisk dos
101109851	SUMA MED ALU PUR-ECO L10 2X5L W4040	Automatisk dos
9307949	SUMA MED ALU PUR-ECO L10 2X5L W4863	Automatisk dos

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.26/08/2026 sv-SE (K02319)