

+ SECURA[◇] NO-STING BARRIER FILM

Hudskydd som bildar en film designad att skydda intakt hud eller hud som är skadad relaterat till urin och/eller faeces inkontinens, andra kroppsvätskor, dränage, adhesiva produkter samt friktion.

Alkoholfri för att minimera smärta om huden är skadad.



Smith+Nephew

SECURA[◇] NO-STING BARRIER FILM

Skin Protectant

www.smith-nephew.com

SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM Hudskyddsmedel som bildar en film, vilken skapar en effektiv barriär för intakt eller skadad hud.^{1,2*} Kan också användas på områden där man ser en ökad risk för hudavskrap relaterat till ökad friktion orsakat av t.ex. sängkläder eller madrasser.

Produktfördelar



Hudskydd

Har visats bilda en film designad att skydda intakt hud eller hud som är skadad relaterat till urin och/eller faeces inkontinens, andra kroppsvätskor, dränage, adhesiva produkter samt friktion.^{1,3-6*}

Har påvisats skydda huden från trauma vid avlägsnande av förbandsmaterial.^{3-6†}



Produktegenskaper

- Irriterar inte huden⁷
- Snabb torktid (under 30 sekunder)⁸
- Ingen noterbar klistrig känsla där produkten applicerats⁹
- Effektiv barriär i upp till 4 dagar^{1,2}
- Skapar en vattenavvisande yta i upp till 96 timmar/4 dagar²
- Ytan är transparent och andas^{10,11}
- Fri från doft, latex, djur- och konserveringsmedel^{12,13}



Enkel att använda

- Lätt att applicera¹¹
- Enkel att använda¹¹
- Bildar en yta som medför ökad vidhäftlighet för förbandsmaterial.^{4,6}
- Kan appliceras på svårbandagerade områden (t.ex. armbågar eller hälar)¹⁴

*upp till 4 dagar. †som påvisat i case-studier.

Smith+Nephew, Kay Fiskers Plads 9, 2300 København S, Denmark T: +45 45 80 61 00
Smith+Nephew, Krokslätts Fabriker 39, 431 37 Mölndal, Sweden T: +46 31 74 65 800
Smith+Nephew, Snarøyveien 36, 1364 Fornebu, Norway T: +47 66 84 20 20
Smith+Nephew, Lentäjantie 1, 01530 Vantaa, Finland T: +358 (0)207 866 333

◊Trademark of Smith+Nephew, All Trademarks acknowledged
©2024 Smith+Nephew, 42856-nord 04/24

Indikationer

SECURA NO-STING BARRIER FILM är en vätska avsedd att användas som en filmbildande produkt. Vid applicering på intakt eller skadad hud bildas en långvarig vattentät barriär, vilken fungerar som ett skyddande gränssnitt mellan t.ex. huden och olika typer av kroppsvätskor, adhesiva förband, drän samt den sköra huden kring en stomi.

Den kan också användas på hälar, armbågar och andra delar av kroppen som riskerar att bli irriterade på grund av friktionsskador orsakade av yttre faktorer så som sängkläder och/eller madrasser. Produkten kan användas på vuxna, barn och fullgångna spädbarn från en månads ålder.

Pågående behandling

SECURA NO STING BARRIER FILM Wipes är lämpade att användas vid behandling med PICO[◊] Single Use Negative Pressure Wound Therapy System fixations remsor.¹⁵

Den skyddande ytan kan tas bort med vanligt förekommande produkter för borttagning av klistrerester, så som UNI-SOLVE[◊] Adhesive Remover Wipes, REMOVE[◊] Adhesive Remover and ZOFF[◊] Adhesive Remover Wipes.^{11,16}

SECURA NO-STING BARRIER FILM Skin Protectant

S+N Code	Description	Carton quantity	Cartons
66800790	SECURA NO-STING BARRIER FILM 1ml	x25 swabs	4
66800711	SECURA NO-STING BARRIER FILM 3ml	x50 swabs	12
66800788	SECURA NO-STING BARRIER FILM 3ml	x25 swabs	4
66800787	SECURA NO-STING BARRIER FILM 3ml	x5 swabs	20
66800789	SECURA NO-STING BARRIER FILM 1ml	x5 swabs	20
66807692	SECURA NO-STING BARRIER FILM 28ml	x1 spray	12
66800712	SECURA NO-STING BARRIER FILM 1ml	x50 wipes	20



For detailed product information, including indications for use, contraindications, precautions and warnings, please consult the product's applicable Instructions for Use (IFU) prior to use.

References

1. Smith+Nephew 2009. Study to determine the wash-off resistance and durability of a barrier film. Internal report. S09-58-A. 2. Smith+Nephew 2019. Verification testing of No-Sting Skin Prep water resistance and longevity report. Internal report. U/059/R2. 3. Cunarro Alonso JM, Martinez Sanchez P, Puerta Morales G. Use of the non-irritating skin protector No Sting Skin Prep in a series of cases in the social health field. Paper presented at: XIII National Symposium on Pressure Ulcers and Wounds Heritage; 2010; Spain. 4. Francisco JGJ, Del Mar AGM, Maria PPJ, et al. Assessment of a new non-irritating skin protector for different skin disorders. Paper presented at: XIII National Symposium on Pressure Ulcers and Wounds Heritage; 2010; Spain. 5. Porras Pastor JM, Roman Manzano A, Jimenez Garcia JF, et al. Effectiveness of a nonirritating skin protectant in a series of clinical cases in primary care. Paper presented at: XIII National Symposium on Pressure Ulcers and Wounds Heritage; 2010; Spain. 6. Segovia Gomez T, Bermejo Martinez M, Montero De La Pena MV, et al. Protection and treatment of perilesional skin at risk from external contaminants or forces with a non-irritating skin protector in hospital patients. Paper presented at: XIII National Symposium on Pressure Ulcers and Wounds Heritage; 2010; Spain. 7. Smith+Nephew 2020. Low irritation claims support for SECURA No-Sting Skin Prep. Internal report. PSS 423. 8. Smith+Nephew 2019. Review of No-Sting Skin Prep Drying Time. Internal report. RD/19/026/v2. 9. Smith+Nephew 2009. Assessment of the tactile characterisation of a film forming barrier. Internal report. 10. Smith+Nephew 2019. Review of MVTR data for No-Sting Skin Prep. Internal report. RD/19/020. 11. Smith+Nephew 2019. Verification testing of No-Sting Skin Prep usability report. Internal report. U/059/R5. 12. Smith+Nephew 2018. Formulation - No Sting Barrier Film Spray. Internal document. 13. Smith+Nephew 2018. Formulation - Secura No Sting Barrier Film Swab. Internal document. 14. Smith+Nephew 2021. NSSP / No-Sting Barrier Film Simulated Use Testing Study. Internal report. U/059/R8. 15. Smith+Nephew 2018. Design Validation Summary. Internal report. WMP/12/499. 16. Smith+Nephew 2010. An evaluation of healthcare products on children 0 to 36 months of age with normal skin. Internal report. HTR_09-129700-111.