


TILBEHØR OG LØSDELE



FLOCARE® BOLUS ADAPTOR CROSS SPIKE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
190390	30 stk.

Flocare® Bolus adaptor kan skrues på Nutrison og Nutriini-flasker. Derved kan en ENFit™ ernæringsprøjte sættes på flasken, og sondeernæringen kan administreres som bolus. Bolus adaptoren skal udskiftes efter 24 timer. Sondeernæring med tilkoblet bolus adaptor bør opbevares i køleskab maksimum 24 timer.



FLOCARE® TOP FILL RESERVOIR

Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® 1,3 liter	70139 10 stk.
Flocare® 1,3 liter + set Gravity	89827 10 stk.

Flocare® Top Fill Reservoir er tomme poser med et volumen på 1,3 liter med en krydsport, som muliggør tilslutning til krydspidsen på et administrationssæt eller bolus adapter. De er udviklet til påfyldning af vand eller andre væsker og/eller administration af hjemmeblandet sondeernæring. Top Fill reservoirer er beregnet til brug til én enkelt patient i maksimalt 24 timer.



FLOCARE® ERNÆRINGSKONNEKTOR

Nutricia varenr.	Salgsenhed
Ch 10 sort 91397	10 stk.
Ch 14 grøn 91395	10 stk.
Ch 18 rød 91396	10 stk.

Flocare® ernæringskonnektor er designet til at kunne forbindes med sonder som Flocare® PEG og Flocare® Benchmark PEJ.



ADAPTERE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
ENFit ⇒ ENLock og lign. systemer	89732 30 stk.
Luer/Oral/ENLock sprøjter ⇒ ENFit	89738 30 stk.
ENFit ⇒ Non-ENLock og lign. systemer	89828 30 stk.
ENFit ⇒ Luer	89733 30 stk.
ENLock ⇒ ENFit	89734 30 stk.

Adapterne sikrer kobling mellem det nye ENFit™ system og gamle enterale systemer. Leveres i kasser med 6 pakker à 5 stk.

TILBEHØR OG LØSDELE



FLOCARE® FIKSERINGSPLADE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
PEG og G-Tube, ch 14 40449	10 stk.

Flocare® fikseringsplade er designet til fiksering af gastrostomi-sonderne. Silikonepladen giver den optimale komfort for patienten.



PROP TIL ERNÆRINGSSPRØJTE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
119488	30 stk.

Prop til at skrue på ernæringsprøjten.



FLOCARE® CONTAINER

Nutricia varenr.	Salgsenhed
500 ml 40441	10 stk.

Flocare® container er udviklet til administration af vand, andre væsker eller pulverbaseret ernæring. Den er kun beregnet til engangsbrug og skal udskiftes hver 24. time.



STRÅ TIL ERNÆRINGSSPRØJTE

Nutricia varenr.	Salgsenhed
100 mm 119490	30 stk.
150 mm 119489	30 stk.

Strå til at sætte på sprøjterne, så det er muligt at trække medicin direkte op fra miksturflaske eller doseringskop med optimal præcision.



FLASKEADAPTER

Nutricia varenr.	Salgsenhed
12 mm - 15 mm 128994	100 stk.
14 mm - 16,5 mm 128995	100 stk.
17 mm - 20,5 mm 142776	100 stk.
24 mm - 26 mm 142777	100 stk.

Flaskeadapter med ENFit™ konektor kan sættes i flaskehal-sen på flydende medicin. Derved kan man med en ENFit™ ernæringsprøjte trække medicinen op. Flaskeadapteren bliver i medicinflasken, og smides ud med flasken, når den er tom.



FLOCARE® SLANGEKLEMME

Nutricia varenr.	Salgsenhed
Ch10+Ch14 40437	2 X 50 stk.

Flocare® slangeklemme er et PEG-sondetilbehør, der forhindrer tilbagestrømning af maveindhold gennem sonden under administration. Det anbefales at åbne klemmen, når ernæringsporten er lukket, da en kontinuerlig lukket klemme kan skade sonden.

TILBEHØR OG LØSDELE



ERNÆRINGSSPRØJTER – ENGANGS

Nutricia varenr.		Salgsenhed
1 ml (lavdosis sprøjte)	116327	30 stk.
2,5 ml (lavdosis sprøjte)	116326	30 stk.
5 ml (lavdosis sprøjte)	121824	30 stk.
10 ml	91421	30 stk.
20 ml	91422	30 stk.
60 ml	124823	30 stk.
100 ml	105967	30 stk.

Steril, klar sprøjte til engangsbrug markeret med ②

ERNÆRINGSSPRØJTER – FLERGANGS

Nutricia varenr.		Salgsenhed
1 ml (lavdosis sprøjte)	157057	30 stk.
2,5 ml (lavdosis sprøjte)	157053	30 stk.
5 ml (lavdosis sprøjte)	157052	30 stk.
10 ml	105969	30 stk.
20 ml	105968	30 stk.
60 ml	123584	30 stk.
100 ml	164541	30 stk.

Steril, klar sprøjte til flergangsbrug markeret med "Reusable".
Kan genanvendes i op til 1 uge, og skal vaskes i håndvarmt sæbevand med opvaskemiddel, skylles og lufttørres.

For yderligere information se www.nutriciaflocare.com

Tilbehør og løsdele opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.