

# PRODUKTDATABLAD

## BANDASJE SKUM KLINIDERM SILICONE BORDER 10X10CM



## BANDASJE SKUM KLINIDERM SILICONE BORDER 10X10CM

Kliniderm Silicone sårkontaktlag med avrundede kanter har silikon på en side. Dette forhindrer den sekundære bandasjen i å henge fast i sårkontaktlaget ved bandasjeskift. Kliniderm Silicone sårkontaktlag har en myk og åpen struktur som tillater væske å passere til en sekundær bandasje. Bandasjen hefter ikke over våt overflate og henger dermed ikke fast i såret. Dette reduserer risikoen for smerte og traume ved fjerning. Kan sitte på såret opptil 7 dager. Kan brukes på venøse og arterielle sår, trykksår, diabetiske fotsår, 1 og 2 grads brannså, kirurgiske sår, traumesår. Kan også brukes i kombinasjon med vakumbehandling.

Varenr.	Tekst	Enhet
731011	Bandasje skum Kliniderm Silicone border 10x10cm	5

## MEDIQ NORGE AS

Dyrskuevegen 13, Pb. 113, N-2041 Kløfta  
Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com  
www.mediqnorge.no

