

Ecoflac® Connect

Ett säkert system för beredning av antibiotika i singeldos



Ecoflac® Plus – Ecoflac® Connect – Intrafix® Safeset.

Enkelhet och säkerhet – från beredning till infusion.

Ecoflac® plus

Vid läkemedelsberedning och administrering ställs höga krav på behållarna som används. Säkerhet kan inte garanteras förrän alla komponenter i kedjan anpassats till varandra och samverkar för att skapa ett pålitligt system.

Risken för stickskador och perforation av behållaren är betydligt större när en mjuk behållare med smal, rörlig injektions-/aggregatport hanteras.

Ecoflac® plus står stadigt vid tillsatsarbete, är stabil att arbeta med och har självslutande membran.

Behållaren är tillverkad av polyeten (LD-PE), ett material som är kompatibelt med de flesta kända tillståndsubstanser. Dokumentation finns tillgänglig i B. Brauns ConComp® kompatibilitetsdatabas – kontakta oss gärna för mer information.

Ecoflac® plus:

- Inget behov av ytterpåse
- Den grova halsen och dubbelporten skyddar dig mot nålstick
- Säker och stabil aggregatisättning
- Fungerar som en påse- kollaberar under infusion



1. Central del
Ecoflac® plus



3. Infusion: Int

Intrafix® SafeSet

Intrafix® SafeSet är en unik kombination avseende säkerhet och bekvämlighet.

Prime-Stop förhindrar läckage vid fyllning av slangen och bibehåller ett slutet system fram till att anslutning till patienten sker, varför ett flertal infusioner kan förberedas utan risk att droppar mynnar ut i änden av slangen. Skyddshylsan med hydrofob filter (1,2µ) hindrar att vätska läcker ut och minskar därmed risken för kontamination.

Air-Stop minimerar risken för luftinfusion, Air-Stop hindrar att luft går ner i slangen när droppet är slut, vilket stoppar luft från att nå patienten. Byte till nytt dropp underlättas tack vare Air-Stop, eftersom rullkämman inte behöver stängas när byte till nytt dropp sker. Det unika hydrofila membranet (15µ) i droppkammaren hindrar att luft går ner i slangen samtidigt som det stoppar eventuella partiklar.



Ecoflac® Connect

2. Beredning



Ecoflac® Connect:

- Slutet system:
 - Minskar vårdrelaterade infektioner
 - Minskad exponering av sjukvårdspersonal
- Minskar risken för felmedicinering: injektionsflaskan hänger kvar under administrering av läkemedlet.

Intrafix® SafeSet



Intrafix® SafeSet:

- Air-Stop: undviker risk för luft infusion
- Prime-Stop:
 - Automatisk primning av slangen
 - Slutet system
 - Tidsbesparande
 - Motverkar läckage

Ecoflac® Connect

Ecoflac® Connect sätter en ny standard vid singeldosberedning och administrering av t ex antibiotika. En integrerad tvåvägsventil möjliggör att injektionsflaskan kan hänga kvar under infusionen utan att backflöde av läkemedlet sker. Därmed är det lätt att identifiera vilket läkemedel som administreras – något som underviker risken för feladministrering.

Genom att injektionsflaskan sitter fast i Ecoflac® Connect kan hela systemet kasseras i sin helhet efter slutförd infusion.

Produkt		Vnr./Art.nr.	Antal/förp.
Ecoflac® plus	Natriumklorid 9 mg/ml	Vnr. 8%(! *%)	20 x 100 ml
	Glukos 50 mg/ml	Vnr. 45 10 05	20 x 100 ml
Ecoflac® Connect		4090550	50
Intrafix® SafeSet	180 cm DEHP-fri	4063000	100
	180 cm m. backventil DEHP-fri	4063001	100
	180 cm NTP pvc-fri	4063002	100
	230 cm DEHP-fri	4063003	100
	210 cm m. Safeflow ventil DEHP-fri	4063004	100
	205 cm m. Discifix C 25 cm	4063006	100
	320 cm DEHP-fri	4187989	50
	320 cm NTP pvc-fri	4187890	50



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AB

Box110, 182 12 Danderyd
Svärdsvägen 21
Tel. 08-634 34 00
e-post: info.sverige@bbraun.com
order.sverige@bbraun.com
www.bbBraun.com