

PRODUKTDATABLAD

AST Injeksjonstørk 70% IPA



AST Injeksjonstørk 70% IPA

Viskose nonwoven 3 × 3 cm, hvit, uten optisk blekemiddel
Utviklet størrelse: 3 × 6 cm

Fuktet med:

70 % isopropylalkohol (CAS: 67-63-0)

30 % destillert vann (CAS: 7732-18-5)

Forpakning

Innerforpakning (IFP): papir/folie – forbrenning

Avdelningsforpakning (AFP): eske med lokk – kartong

Transportforpakning (TFP): kartong

* Brukt innhold sorteres som kontaminert avfall i henhold til lokale rutiner.

Varenr.	Varenavn	Enhet
10030568	AST Injeksjonstørk 70% IPA	200 stk

[*Tork inj Ast 70% IPA](#) | [Yt dukar](#) | [Desinfeksjon](#) | [Omvårdnad & Vårdhygien](#) | [Öppna katalog](#) | [Mediq B2B](#)

Mediq Norge AS

Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo

Tlf.: (+47) 67 02 43 00 – E-post: kundeservice.no@mediq.com

www.mediqnorge.no

PRODUKTDATABLAD

Symboler (EN ISO 15223-1:2021)

- Deler av emballasjen er resirkulerbar

Øvrig

Produsenten er ansvarlig, direkte eller via en økonomisk aktør, for rapportering av hendelser til relevante myndigheter.

Indikasjon

Rengjøring og desinfeksjon av intakt hud.

Bruksanvisning

Produktet skal brukes av opplært helsepersonell.

- 1.Åpne ved å løfte lokket på avdelningsforpakningen og ta ut én papir-/foliepakket enhet.
- 2.Riv av et hjørne på pakken og ta ut den fuktete tørken.
- 3.Rengjør huden og kast tørk og emballasje i henhold til gjeldende rutiner.

Sikkerhetsdatblad

Sikkerhetsdatblad finnes for produktet. Oppdatert versjon er tilgjengelig på AST Medicals nettside.

Oppbevaring og holdbarhet

- Oppbevares tørt og kjølig, beskyttet mot direkte sollys og varmekilder
- Holdbarhet: 5 år fra produksjonsdato

Mediq Norge AS

Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo

Tlf.: (+47) 67 02 43 00 – E-post: kundeservice.no@mediq.com

www.mediqnorge.no



at the heart of healthcare