



## Stomahesive® Seal tætningsring

Stomahesive® Seal tætningsring svulmer op og geléerer, når den kommer i kontakt med fugt. Dette forbedrer tætningen og giver en øget hudbeskyttelse mod stomioutput.

Tætningsringen kan forstærke bandageringen, også når man anvender en konvex plade. Brug en eller flere ringe under den konvekse plade til at udfylde ujævnheder. Du kan røre alle sider af tætningsringen, rulle eller forme den uden, at det forringer vedhæftningen

ConvaTec varenummer	ICC Code	Beskrivelse	Størrelse	Antal/ æske
413503	413503	Stomahesive® Seal tætningsring, str. 48 mm	48mm	10 stk./ æske
413504	413504	Stomahesive® Seal tætningsring, str. 48 mm (Tynd)	48mm	10 stk./ æske

**ConvaTec varenummer**

413503

**ICC Code**

413503

**Beskrivelse**

Stomahesive® Seal tætningsring, str. 48 mm

**Størrelse**

48mm

**Antal/æske**

10 stk./æske

---

**ConvaTec varenummer**

413504

**ICC Code**

413504

**Beskrivelse**

Stomahesive® Seal tætningsring, str. 48 mm (Tynd)

**Størrelse**

48mm

**Antal/æske**

10 stk./æske

**Udvalgte stomiprodukter**

Natura™  
Modellerbare  
hudplader,  
Løftbar  
ringkobling,  
Stomahesive®



Esteem™+ 1-  
dels  
modellerbare,  
lukkede  
poser



**convatec**

– forever caring –

---

[Juridisk information](#)

[Beskyttelse af personlig data](#)

[Cookie information](#)

[Administrer indstillinger for samtykke](#)

© 2023 Convatec Inc.