


BD Vacutainer® Push Button Venprovtagningsset



**Din och patientens säkerhet
- vår angelägenhet**

Eliminera risken innan den uppstår!

BD Vacutainer® Push Button Venprovtagningsset

Din och patientens säkerhet
- vår angelägenhet



Kammare visar att kanylen ligger rätt i kärlet



Lätt att aktivera i patientens kärl utan att patienten känner något




Kanylen dras ut från kärlet och in i en skyddskammare, ger därmed ett omedelbart skydd mot stickskador

Slangen är följsam



Slangen är mjuk, följsam och lätt att arbeta med




Det enda venprovtagningssetet med Push Button teknologi

Designad för att signifikant öka säkerheten för Er och patienten

The BD Vacutainer® Push Button venprovtagningsset erbjuder ökad säkerhet. Idag vet man att 61 % av alla stickskador sker när kanylen avlägsnas från patienten till en säkerhetsbehållare.

Push Button tekniken aktiverar kanylen i kärlet och drar in kanylen i skyddskammaren innan den avlägsnas från patienten.



Designad för att effektivt reducera stickskador

Det handlar om din säkerhet - arbetar man med provtagning utsätts man för ökad risk att råka ut för stickskador.¹

En CDC studie visar att 61% av olyckor sker inom några sekunder, det är när kanylen skall dras ur patienten kär.²

Viss typ av stickskador är svåra att förebygga. I samband med att man sticker patienten eller när man skall dra ur kanylen ur kärlet samt om patienten rör sig oväntat.¹

Ofta sker stickskador när man använder sig av venprovtagningsmaterial som kräver två händer för att aktivera skyddet.¹

Studie visar att när man använder säkerhetsprodukter så är ca 80,8 % inte aktiverade. Lägg till att 52 % av stickskador sker vid aktivering eller efter aktivering.³

Aktiveras i venen - Push Button säkerhet ger dig skydd direkt och innan risken ens uppkommit. Gör rätt - eliminera risken och stickskador - välj BD Push Button.

1. Abiteboul D, et al. Incidence des accidents exposant au sang chez le personnel infirmier en France métropolitaine, 1999-2000. Résultats d'une enquête multi-centrique dans 32 hôpitaux. BEH No 51, 2002
2. CDC, MMWR, Jan. 1997. Evaluation of safety devices for preventing percutaneous injuries among HCWs during phlebotomy procedures
3. EPINet. Summary report for needlestick and sharp object exposure:category nurse-device: 6 needle, winged steel; Jan - Dec 2003

Designed to effectively reduce needlestick injuries

Säkerhet- tryck på knappen

- Ger omedelbart skydd mot stickskador
- Lätt att använda, kräver inga stora utbildningsinsatser

Ven aktiverad- kanylen dras tillbaka i kammaren

- Venaktiverad reducerar risken att bli utsatt för stickskador
- Lätt att aktivera utan att det påverkar patienten
- Idealiskt när man arbetar i högrisk miljö

Enhandsaktivering

- Lätt att använda utan att ta uppmärksamheten från patienten
- Lättare och säkrare venblodprovtagning utan att kompromissa med patientomvårdnaden



Klinisk användning

- Användningsområden är venprovtagning samt korttidsinfusion
- BD Vacutainer® Push Button Venprovtagningsset finns med eller utan Luer

Säkerhetsinformation

- Produkten innehåller inte latex
- Produkten innehåller inte DEHP

Produkten är till för venprovtagning/korttids infusion



Jagger, Janine et al. "Rates of Needlestick Injury Caused by Various Devices in a University Hospital." The New England Journal of Medicine 319.5 (1988): 285-288

Orderinformation

Produkt-nummer	Kanyl storlek	Färgkod	Längd på slang	Luer	Förpackningsstorlek
367338	21		7" - 178mm	med luer	50/200
367336	23		7" - 178mm	med luer	50/200
367335	25		7" - 178mm	med luer	50/200
367344	21		12" - 305mm	med luer	50/200
367342	23		12" - 305mm	med luer	50/200
367341	25		12" - 305mm	med luer	50/200
367326	21		12" - 305mm	utan luer	50/200
367324	23		12" - 305mm	utan luer	50/200
367323	25		12" - 305mm	utan luer	50/200

VARNING: Följ ert sjukhus rutiner gällande hantering av kanyler, nålar samt produkter som har haft kontakt med blod.



BD Diagnostics - Preanalytical Systems
21 Between Towns Road
Cowley, Oxford OX4 3LY
Tel: 01865 748844
Fax: 01865 781528
www.bd.com