

3M Science.
Applied to Life.™



3M Hälsovård

Tegaderm™ I.V. Advanced



Tegaderm IV Advanced är framtagen för att öka säkerheten vid fixering av infarter och minska risken för dislokation och andra komplikationer. Förbandet har ett nytt häftämne och ny film vilket innebär: minskad risk för komplikationer, bättre häftförmåga och fukthantering, längre bärvid och ökad bärkomfort. Förbandet ger en kostnadseffektiv fixeringslösning för vården samtidigt som patientens säkerhet och komfort säkerställs.

Tegaderm™ I.V. Advanced

Djup slits

- Perfekt passform runt katetrar och lumen
- Motverkar kantrullning
- Reducerar risken för dislokation av katetern

Aseptisk appliceringsteknik

- Två handtag för "no-touch" applicering säkerställer att förbandet inte förorenas vid fixering av katetern

Steril fixeringstejp

- Ger en säker allt-i-ett lösning för extra fixering av slangar m.m.
- Täckt av steril och vattentät film
- Förtryckt etikett för dokumentation

Appliceringsram


- Underlättar exakt placering

Förstärkt kant

- Maximerar fixering, genomsläpplighet och användningstid
- Flexibel och bekväm
- Reducerar risken för kantrullning
- Täckt av steril och vattentät film

Transparent film med hög genomsläpplighet

- Hög genomsläpplighet för bättre fixering, ökad säkerhet och användningstid
- Vattentät och steril barriär*



* In vitro tester visar att den transparenta filmen 3M Tegaderm™ I.V. Advanced ger en viral barriär mot virus 27 nm i diameter eller större, då förbandet är intakt och utan läckage.

Tegaderm IV Advanced		3M art nr	Användningsområde	Storlek på förbandet	Förband/fp	Fp/lev fp
Säker fixering		1680	Pediatrik	3,8 cm x 4,5 cm	100	4
		1682	Pediatrik	5,0 cm x 5,7 cm	100	4
		1681	PVK	7 cm x 8 cm	100	4
		1683	PVK	6,5 cm x 7 cm	100	4
		1685	CVK, PICC, EDA, Artär	8,5 cm x 11,5 cm	50	4
		1688	CVK, PICC, EDA, Artär	10 cm x 12 cm	50	4
		1689	CVK, PICC, EDA, Artär	10 cm x 15,5 cm	25	4

3M

Avd. Hälsovård

3M Svenska AB

Bollstanäsvägen 3

191 89 Sollentuna

Tel 08-92 21 00

Fax 08-92 22 89

Email kundservice@mmm.com

Web www.3M.se/healthcare

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige © 3M 2016.
Alla rättigheter förbehålls. LL53 0045-2 SE 160616