


# BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml, 3-komponent spruta



- Glasklar plast för kontroll av innehåll.
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering.
- Silikonbehandlad för jämn och mjuk gång.
- Ergonomiskt formad kolvstång ger säkert grepp.
- Kolvstopp hindrar att kolvstången dras ut.
- Dubbla kolvringar förhindrar läckage bakåt.
- Latexfri packning eliminerer risken för allergiska reaktioner.




## Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Fattning/Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
2/2,5	Luer/Centrerad	0,1	100/800	300185
5	Luer/Centrerad	0,2	100/400	302187
10	Luer/Excentrisk	0,5	100/400	302188
3	Luer-Lok™/Centrerad	0,1	200/800	309658
5	Luer-Lok™/Centrerad	0,2	125/500	309649
10	Luer-Lok™/Centrerad	0,2	100/400	300912*
10	Luer-Lok™/Centrerad	0,2	100/400	305959

\*Kommer att utgå under 2016 och ersättas av 305959

Materialinnehåll  
Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

Förpackningsmaterial  
Papper  
Transparent plastfilm  
(polyetylen/polyamid)  
Wellpapp

 Steriliseringmetod  
Etylenoxid (sprutor med luerfattning/  
sprutor med kanyl samt 305959)  
Strålsterilisering (sprutor med  
Luer-Lok™ fattning förutom 305959)

 5 år

CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC  
(Spruta utan kanyl: Klass I)  
(Spruta med kanyl: Klass IIa)

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com