

HemoCue Hb 201 Mikrokuvetter

HemoCue Hb 201 kuvetten är en engångskuvett framställd av polystyren och har en kavitet som rymmer cirka 10 µL. Innerväggarna på kuvettens kavitet är täckta med reagens i torr form. Provet sugas in i kuvetten med hjälp av kapillärkraft och blandas spontant med reagenset. Kapillärt, venöst eller arteriellt helblod kan användas. Den fyllda kuvetten placeras i HemoCue Hb 201⁺ analyser eller Hb 201 DM-systemet där absorbansen mäts och hemoglobinvärdet beräknas. Reagenset i mikrokuvetten är fuktkänsligt. Sätt omedelbart på locket efter det att mikrokuvetterna tagits ur burken.

Kemisk metod:	En modifierad azidmethemoglobinmetod.
Stabilitet:	Öppnad burk i rumstemperatur, 24 månader från tillverkningsdatum.
	Öppnad burk i rumstemperatur, 3 månader.
Förpackning:	4 x 50 kuvetter.

