

För att kunna utföra en funktionell kontroll av ett HemoCue glukosystem (instrument, kuvett och användare), bör en kontrollösning användas. GlucoTrol-NG är en kontrollösning med känd glukoskoncentration för verifiering av systemets precision. GlucoTrol-NG finns tillgänglig i fem olika nivåer.

Innehåll:	Plasma av bovtint ursprung med tillsats av glukos.
Hållbarhet:	Öppnad flaska förvarad i kylskåp är hållbar i 12 månader från tillverkningsdatum. Öppnad flaska är hållbar i 30 dagar vid förvaring i kylskåp.
Förpackning:	Droppflaska 2 x 1.0 mL.
Nivåer:	Level 1 ~ 2,8 mmol/L Level 2 ~ 6,6 mmol/L Level 3 ~ 11,1 mmol/L Level 4 ~ 19,4 mmol/L Level 5* ~ 25,9 mmol/L

\* Eurotrol GlucoTrol-NG Level 5 är avsedd för HemoCue Glucose 201 RT och HemoCue Monitor. Dessa två system har ett utökat mätområde.

OBS! Nivån är baserad på ett HemoCue Glucose 201 instrument (P-equiv).

