

Beställningsinformation

Steri-Strip™ R, förstärkt suturtejp

3M art nr		Storlek (mm)	Ant/fp	Ant fp/lev fp
R1540	5 remsor/kuv	3 x 75	50	4
R1541	3 remsor/kuv	6 x 75	50	4
R1542	6 remsor/kuv	6 x 38	50	4
R1546	10 remsor/kuv	6 x 100	50	4
R1547	6 remsor/kuv	12 x 100	50	4
R1548	4 remsor/kuv	25 x 125	25	4
R1549	6 remsor/kuv	12 x 50	50	4

Steri-Strip™ B, brun suturtejp

3M art nr		Storlek (mm)	Ant/fp	Ant fp/lev fp
B1550	5 remsor/kuv	3 x 75	50	4
B1551	3 remsor/kuv	6 x 75	50	4
B1553	10 remsor/kuv	6 x 100	50	4
B1557	6 remsor/kuv	12 x 100	50	4
B1559	6 remsor/kuv	12 x 50	50	4

Steri-Strip™ E, elastisk suturtejp

3M art nr		Storlek (mm)	Ant/fp	Ant fp/lev fp
E4540	5 remsor/kuv	3 x 75	50	4
E4541	3 remsor/kuv	6 x 75	50	4
E4542	6 remsor/kuv	6 x 38	50	4
E4546	10 remsor/kuv	6 x 100	50	4
E4547	6 remsor/kuv	12 x 100	50	4
E4548	4 remsor/kuv	25 x 125	25	4
E4549	6 remsor/kuv	12 x 50	50	4

Tegaderm™ Film

3M art nr		Storlek (cm)	Ant/fp	Ant fp/lev fp
1622W		4,4 x 4,4	100	4
1624W		6 x 7	100	4
1626W		10 x 12	50	4
1627		10 x 25	20	4
1628		15 x 20	10	8
1629		20 x 30	10	8
1630		10 x 11,5	50	4

Tegaderm™ + Pad

3M art nr		Storlek (cm)	Ant/fp	Ant fp/lev fp
3582	Fyrk.	5 x 7	50	4
3584	Fyrk.	6 x 10	50	4
3586	Fyrk.	9 x 10	25	4
3587	Ovalt	9 x 10,5	25	4
3589	Fyrk.	9 x 15	25	4
3590	Fyrk.	9 x 20	25	4
3591	Fyrk.	9 x 25	25	4
3593	Fyrk.	9 x 35	25	4

Medipore™ + Pad

3M art nr		Storlek (cm)	Ant/fp	Ant fp/lev fp
3562E	Fyrk.	5 x 7,2	50	8
3564E	Fyrk.	6 x 10	50	8
3566E	Fyrk.	10 x 10	25	8
3569E	Fyrk.	10 x 15	25	8
3570E	Fyrk.	10 x 20	25	8
3571E	Fyrk.	10 x 25	25	8
3572E	Fyrk.	10 x 30	25	8
3573E	Fyrk.	10 x 35	25	8

Tegaderm™ Alginate

3M art nr		Storlek (cm)	Ant/fp	Ant fp/lev fp
90110	Kompress	5 x 5 cm	10	10
90112	Kompress	10 x 10 cm	10	5
90114	Kompress	10 x 20 cm	5	4
90120	Tamponad	30,4 x 2 cm	5	4

Tegaderm™ Foam Adhesive

3M art nr		Storlek (cm)	Ant/fp	Ant fp/lev fp
90611	Ovalt	10 x 11	10	4
90613	Ovalt	14,3 x 15,6	5	6
90616	Ovalt	19 x 22,2	5	3
90610	Fyrk.	8,8 x 8,8	10	4
90612	Fyrk.	14,3 x 14,3	10	4
90619	Rund	13,97 x 13,97	5	4

Tegaderm™ Absorbent


3M art nr		Storlek (cm)	Ant/fp	Ant fp/lev fp
90800	Ovalt	7,6 x 9,5	5	6
90801	Ovalt	11,1 x 12,7	5	6
90803	Ovalt	14,2 x 15,8	5	6
90802	Fyrk.	14,9 x 15,2	5	6
90805	Fyrk.	20 x 20,3	5	4
90807	Sacral	16,8 x 19	5	4



Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se

Please recycle.
3M, Tegaderm, Steri-Strip and Medipore are trademarks of
the 3M company.
© 3M 2009. All rights reserved.

3M Hälsovård
Förband till kirurgiska sår



Innovativa lösningar för kirurgiska sår



3M

3M™ Steri-Strip™ R

Förstärkt suturtejp



Ger ett ökat stöd åt sårkanterna

- Originalt inom suturtejp
- Förstärkt med fibertrådar för ökad styrka
- 3M häftämne för god vidhäftning
- Microporöst ryggmaterial
- Finns i 7 storlekar

Ryggmaterial: Non-woven rayon med polyestertrådar

Häftämne: Akrylatbaserat

Indikationer:

- Primär och sekundär sårförslutning
- Stöd vid suturtagning och borttagning av stapler
- Stöd mellan suturer och stapler
- Allmän kirurgi

3M™ Steri-Strip™ B

Brun suturtejp



Ger osynlig säkerhet

- Framtagen för kosmetisk kirurgi
- Patientens hud syns delvis igenom
- Ger en osynlig säkerhet
- Mycket god vidhäftning
- Finns i 5 storlekar

Ryggmaterial: Non woven rayon

Häftämne: Akrylatbaserat

Indikationer:

- Primär och sekundär sårförslutning
- Kosmetiska ingrepp i ansikte och hals
- Plastikkirurgi

3M™ Steri-Strip™ E

Elastisk suturtejp



För era speciella appliceringsbehov

- Elastisk och följsam suturtejp
- Lämplig att använda över leder
- Mycket god vidhäftning
- Brunfärgad
- Finns i 7 storlekar

Ryggmaterial: Non woven rayon

Häftämne: Akrylatbaserat

Indikationer:

- Primär och sekundär sårförslutning
- Lämplig att användas över rörliga leder
- Ortopedi och handkirurgi



3M™ Tegaderm™ Film

Tunn polyuretanfilm



Transparent förband med ramsystem

- Semipermeabelt förband
- Skyddar mot vätskor, bakterier och virus
- Låter huden andas
- Duschbart
- Enkel applicering med ramsystem
- Kan sitta upp till 7 dagar

Ryggmaterial: Polyuretanfilm

Häftämne: Akrylatbaserat

Indikationer:

- Postoperativt förband
- Primärförband på ytliga sår
- Sekundärförband över andra förband



3M™ Tegaderm™ + Pad

Polyuretanfilm med absorberande dyna



Duschbart absorberande förband

- Semipermeabelt förband med absorberande dyna
- Skyddar mot vätskor, bakterier och virus
- Enkel applicering med ramsystem
- Låter huden andas
- Duschbart
- Kan sitta upp till 7 dagar

Ryggmaterial: Polyuretanfilm med en dyna av rayonfiber täckt med polyetylen

Häftämne: Akrylatbaserat

Indikationer:

- Lätt till måttligt vätskande sår
- Postoperativt förband på kirurgiska sår
- Ytliga sårskador
- Ytliga brännskador



3M™ Medipore™ + Pad

Snabbförband



Självhäftande non woven förband

- Självhäftande non woven förband med absorberande dyna
- Mjukt och komfortabelt
- Rundade hörn
- Finns i 8 storlekar

Ryggmaterial: Polyester med en dyna av rayonfiber täckt med polyetylen

Häftämne: Akrylatbaserat

Indikationer:

- Lätt till måttligt vätskande sår
- Kirurgiska sår
- Sårskador



3M™ Tegaderm™ Alginate

Alginatförband



Högabsorberande förband

- Kalciumalginatförband
- Blodstillande effekt
- Formbart
- Högabsorberande
- Lämpligt att användas i kombination med Tegaderm Film

Innehåll: Alginatfibrer från brunalger

Indikationer:

- Måttligt till kraftigt vätskande sår
- Kirurgiska sår
- Sårhålor
- Infekterade sår
- Blödande sår



3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Häftande polyuretanskumförband



Totalbehandling av vätskande sår

- Högabsorberande - allt i ett förband
- Enkelt appliceringssystem med stjärnan
- Lätt att applicera över rundningar på kroppen
- Mjukt och följsamt
- Vattentätt och skyddar mot bakterier
- Duschbart

Innehåll: Polyuretanfilm med en dyna av polyuretanskum och cellulosa

Indikationer:

- Måttligt till kraftigt vätskande sår
- Kirurgiska sår
- Ortopediska ingrepp t ex knän, axlar
- Tagställen



3M™ Tegaderm™ Absorbent

Akrylatförband



Transparent absorberande förband

- Ny teknologi
- Transparent sårdyna täckt med en transparent film
- Såret kan inspekteras genom förbandet
- Effektiv absorption
- Kan sitta till den läcker, lossnar eller behöver bytas

Innehåll: Polyuretanfilm med dyna av akrylatpolymer

Indikationer:

- Lätt till måttligt vätskande sår
- Kirurgiska sår
- Tagställen
- Täckförband över andra förband

