

RX-Pillow

Örngott till kudde


Ett mjukt och skönt hygienöverdrag. Örngottet har dragkedja med droppkant . Båda är gjorda av samma material som vi har i överdrag till madrasser. En skön och prasselfri lösning.

RX-Pillow

Rengöring/Tvättråd

Vi rekommenderar att överdraget tvättas i maskin vid kontaminering och efter varje patientbyte. Stoppningen skall kontrolleras efter varje rengöring. Om kudden är kontaminerad skall den kasseras. Vi rekommenderar att överdragets vätsketätethet kontrolleras efter varje tvätt. Om överdraget är skadat skall det bytas ut.

- Tvättas i max 90°C.
- Mjukgörare får ej användas.
- Torktumlas i minst 85°C.
- 2 år på tillverkningsfel. Vi garanterar överdragets vätsketätethet i 25 tvättar 95 grader C och torktumling 130 grader C.
- Uppfyller SS 8760001



Artikelnummer Storlek

9044-RXP 35 x 45 cm
9044-RXP 50 x 70 cm

Färg

Blå
Blå



Ange önskad storlek efter artikelnummret, ex. 9044-RXP 50x70



Bromsvägen 3 • SE-891 60 Örnsköldsvik, SWEDEN
Telefon: 0660-22 28 50 • **Telefax:** 0660 - 824 10
Internet: www.jarven.se • **E-mail:** healthcare@jarven.se