



BD Emerald™ Spruta

Användarvänlig spruta av hög kvalitet som minskar mängden plast med upp till 30%¹



1 Baserat på en jämförelse av sprutvikter för BD Emerald™ och globalt ledande varumärken. April 2011.



BD Emerald™ Spruta med Luer Slip spets

Storlek	Spets	Referens	Scala, gradering	Låda (enheter)	Kartong (enheter)
2 ml	Koncentrisk	307727	0.1 ml	100	3 000
5 ml	Koncentrisk	307731	0.2 ml	100	2 000
10 ml	Koncentrisk	307736	0.2 ml	100	1 200
10 ml	Exentrisk	303219	0.2 ml	100	1 200

Övrig information

Material

Komponent	Material
Kolv	Polypropylen
Sprutcylinder	Polypropylen
Propp	Termoplastisk elastomer (TPE) resin + färgämne
Smörjmedel	Silikon för sprutcylinder/propp

Förpackningsmaterial

Komponent	Material
Enhetsförpackning (om tillämpligt)	Papper: medicinskt papper Film: Polyamid / Polyeten
Låda	Kartong
Kartong	Korrugerad kartong

Hållbarhet	Förvarings rekommendationer	Tillverkningsland
5 år	BD rekommenderar förvaring på torr och varm plats utan starkt ljus.	Spanien

Klassificering
Klass I

Steriliseringmetod
Etylenoxid

CE 0318

BD, Marieviksgatan 25, 117 43 Stockholm, Sweden

bd.com

