

Accu-Sed®

Kontroll för sänkingsreaktion



- **18 månaders hållbarhet oöppnad**
- **Kan förvaras i rumstemperatur**
- **Enkelt handhavande**
- **Kvalitetssäkrar SR-resultaten**
- **Färdig lösning klar att användas**

Accu-Sed används för att kvalitetssäkra ESR systemen. Vid korrekt användning av Accu-Sed kontrolleras:

- Att hela sänkningssystemet (procedur, avläsare och rör) fungerar som de skall
- Att resultaträkningen till 18°C fungerar korrekt
- Att avläsaren står i korrekt position
- Att avläsaren har korrekt avläsningsfunktion i kanalerna

Accu-Sed används till MICROsed-R och genom att registrera Accu-Sed mätresultaten i den internationella mätdatabasen VQC, kan den enskilda klinikens metodprestanda jämföras med medelvärdet från andra kliniker.

Accu-Sed är, i första hand, avsedd för MICROsed-R och Excyte-20, men kan också användas till avläsare av andra fabrikat.

För ytterligare information ta kontakt med oss.

TEKNISKA DATA

Förpackning: 2x8,5ml abnormal och normal

Mätområde: Lot specifik. Se bipacksedel

Förvaring: -18 månader från produktionsdag, oöppnad
- 31 dagar, öppnad
- 7 dagar i Excyterör

Förvarings temperatur: 2-30°C

Art.nr.

Artikel

Antal/frp

ACC90-099 Kontrol sänkn. Accu-Sed Normal/abnormal 2