



Stor ögla för att öppna eller hänga upp förpackningen.

Självhäftande yta på baksidan för att hänga upp förpackningen.

Aktiveras direkt – steril saltlösning ingår i förpackningen och genom ett tryck är katetern klar att användas.

Införingshjälpmedel. Stadigt grepp utan att du behöver vidröra katetern med fingrarna.



LoFric-katetrar har vårt unika ytskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, och lika hal både när den förs in och dras ut.<sup>1</sup>



Vikbar och diskret.

Mjuka kateterögon<sup>2</sup>.

## Produktbeskrivning

Hydrofil tappningskateter för engångsbruk med bipackad saltlösning för aktivering.

## Sterilisering och hållbarhet

Steriliserad med hjälp av strålning. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

## Förpackning

30 individuellt förpackade katetrar per avdelningsförpackning.

Transportförpackning: innehåller antingen 2 eller 4 avdelningsförpackningar.

## Materialsammansättning

**Hydrofil ytbeläggning:** polyvinylpyrrolidon (PVP).

**Kateter:** polyolefinbaserad elastomer (POBE).

**Vattenpåse för steril lösning:** laminatfolie av polyetentereftalat (PET), polyeten (PE) och aluminium. Sterilt vatten med natriumklorid (NaCl).

**Styckförpackning:** polyeten (PE).

## Produktsortiment

| Artikelnummer | Typ                                 | Längd | Storlek |
|---------------|-------------------------------------|-------|---------|
| 410 08 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (male)       | 40 cm | CH 08   |
| 410 10 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (male)       | 40 cm | CH 10   |
| 410 12 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (male)       | 40 cm | CH 12   |
| 410 14 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (male)       | 40 cm | CH 14   |
| 410 16 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (male)       | 40 cm | CH 16   |
| 410 18 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (male)       | 40 cm | CH 18   |
| 411 06 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric) | 20 cm | CH 06   |
| 411 08 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric) | 20 cm | CH 08   |
| 411 10 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (paediatric) | 20 cm | CH 10   |
| 413 08 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (female)     | 20 cm | CH 08   |
| 413 10 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (female)     | 20 cm | CH 10   |
| 413 12 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (female)     | 20 cm | CH 12   |
| 413 14 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (female)     | 20 cm | CH 14   |
| 413 16 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (female)     | 20 cm | CH 16   |
| 413 18 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (female)     | 20 cm | CH 18   |
| 414 08 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (female)     | 15 cm | CH 08   |
| 414 10 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (female)     | 15 cm | CH 10   |
| 414 12 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (female)     | 15 cm | CH 12   |
| 414 14 00     | LoFric® Primo™ Nelaton (female)     | 15 cm | CH 14   |
| 415 10 00     | LoFric® Primo™ Tiemann (male)       | 40 cm | CH 10   |
| 415 12 00     | LoFric® Primo™ Tiemann (male)       | 40 cm | CH 12   |
| 415 14 00     | LoFric® Primo™ Tiemann (male)       | 40 cm | CH 14   |
| 415 16 00     | LoFric® Primo™ Tiemann (male)       | 40 cm | CH 16   |
| 415 18 00     | LoFric® Primo™ Tiemann (male)       | 40 cm | CH 18   |

**LoFric® Primo™**

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988  
2. Lundgren et al. 2000; Newman et al. 2018.

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar människors liv. Vårt mål är att inspirera våra användare och ge dem större självförtroende och självständighet samt god hälsa och välbefinnande. Vi har varit branschledande i över 30 år med våra varumärken LoFric<sup>®</sup> och Navina<sup>™</sup>. Vi skapar pålitliga och användarvänliga produkter för blås- och tarmskötsel med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal som hela tiden inspirerar oss till att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, nu och i framtiden.

**Wellspect. En verklig skillnad.**

För mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT), besök [Wellspect.se](https://www.wellspect.se).

Följ oss också på Facebook och Instagram.

[wellspect.se](https://www.wellspect.se)

