

Karborreband för fixering av benpåse



Produktbeskrivning

Sarstedts karborreband är avsett att användas för fixering av benburna urinuppsamlingspåsar. Bandet har vadderad baksida och försluts med karborre, vilket också möjliggör individuell storleksanpassning. Urinuppsamlingspåsen fästs på bandet med hjälp av två mindre karborrfästen.

Material: Polyester, nylon och bomull.

Tvättanvisning: 30°C, karborren ska vara sluten

Art.nr	Utförande	Benomfång, mm	Fp/st
74.5766.001	Storlek: Small	380-430	10
74.5766.002	Storlek: Medium	440-530	10
74.5766.003	Storlek: Large	550-650	10

UroStretch benfixering



Produktbeskrivning

UroStretch benfixering används för fixering av slutna eller tömbara urinuppsamlingspåsar. UroStretch passar till både höger och vänster ben och kan fixeras på låret eller vaden. Storlek "small" är främst avsedd för fixering på underbenet.

Material: Elastan, polyeten

Tvättanvisning: 60°C. Kan torktumlas.

Rek. antal tvättar: ca 30

Art.nr	Utförande	Benomfång, mm	Fp/st
74.5767.001	Storlek: Small, gul	300 - 550	10
74.5767.002	Storlek: Medium, blå	450 - 750	10
74.5767.003	Storlek: Large, brun	550 - 850	10
74.5767.004	Storlek: X-Large, grön	650 - 950	10

