

# TILLBEHÖR

## ADAPTRAR OCH KORKAR

### Flocare® Bolus Adapter

Flocare Bolus Adapter är avsedd att användas vid bolusmatning och passar till alla Nutricias sondnäringar. Adaptern är avsedd för engångsbruk och har ENFit fattning.



PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Flocare Bolus Adapter	90 05 46	30 st

### Adapter för koppling från ENFit till ENLock- eller konfattning


Används för att kunna koppla ENFit aggregat till en sond/matningsslang med ENLock- eller konfattning.



PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Adapter	90 05 47	6 x 5 st

### Adapter för koppling från ENLock-, oral-, eller luerspruta till ENFit-fattning

Används för att kunna koppla ENLock-, oral-, eller luerspruta till ENFit aggregat inklusive medicinporten.




PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Adapter	90 05 50	6 x 5 st

## ADAPTRAR OCH KORKAR

---

### Adapter för koppling från ENLock aggregat till ENFit fattning

Används för att kunna koppla ENLock aggregat till en sond/matningsslang med ENFit fattning.



PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Adapter	90 05 49	6 x 5 st

---

### Stegadapter för koppling från ENLock till ENFit-fattning

Används för att kunna koppla ENFit aggregat till en sond/matningsslang med konfattning.



PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Adapter	90 05 51	6 x 5 st

---

### Kork till medicinport

Extrakork till medicinporten på ENFit aggregat.



PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Adapter	90 05 39	2 x 50 st

---

### Kork till ENFit spruta

Steril kork till oralspruta med ENFit fattning.



PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Adapter	90 05 42	6 x 5 st