

Eurotrol AlbuTrol

För att kunna utföra en funktionell kontroll av ett HemoCue albuminsystem (instrument, kuvett och användare), bör en kontrollösning användas. Eurotrol AlbuTrol är en kontrollösning med känd albuminkoncentration för verifiering av systemets precision. Eurotrol AlbuTrol finns tillgänglig i två olika nivåer.

Innehåll: Humant urin med tillsats av albumin.

Hållbarhet: Öppnad flaska förvarad i kylskåp är hållbar i 10 månader från tillverkningsdatum.
Öppnad flaska är hållbar i 30 dagar vid förvaring i kylskåp.

Förpackning: Droppflaska 2 x 1.0 mL

Nivåer:	Låg	22 – 28 mg/L
	Hög	70 – 80 mg/L

För ytterligare information om kontroller, se vår hemsida www.hemocue.se.

