

## ARTIKELGRUPP KEMIKALIER

### KALIUMHYDROXID

Kaliumhydroxid används till enkel diagnostik av bakteriella vaginoser.

Kaliumhydroxid används vid gynekologiska undersökningar ( Flagyltest ) för enkel diagnostik - "snifftest" av bakteriella vaginoser. Droppa kaliumhydroxid på ett objektglas med vaginalsekret. Om doft av rutten fisk stöder det förekomsten av bakterien Gardnerella Vaginalis.



### SPECIFIKATIONER KALIUMHYDROXID

Art nr: HL23000.0050 Kaliumhydroxid 1,8 mol/L (10%) 50 ml

Art nr: HL23002.0050 Kaliumhydroxid 3,6 mol/L (20%) 50 ml

Hållbar i 3 år från tillverkningsdatum i obruten förpackning