

SPECIALTESTER



EtG - Detekterar Ethyl Glucuronide

- **Gränsvärde:** 500ng/ml
- **Detektionstid:** Upp till 3 dygn beroende på koncentration och mängd
- **Korsreaktivitet:** Ingen känd
- EtG är ett mått på alkoholintag med spårtider på upp till 3 dygn

Metylfenidat - Detekterar ritalinsyra på 1000ng/ml vilket gör den till en av de mest känsliga metylfenidattesterna på marknaden

- **Gränsvärde:** 1000ng/ml (ritalinsyra)
- **Detektionstid:** 1-2 dygn beroende på intagen dos
- **Korsreaktivitet:** Ingen känd förutom metylfenidat och ritalinsyra
- **Registrerade läkemedel:** Concerta, Ritalin, Methylphenidate Zandos, Equasym Depot och Medikinet

Zolpidem - Detekterar Zolpidem

- **Gränsvärde:** 50ng/ml
- **Detektionstid:** 1-4 dygn beroende på intagen dos
- **Korsreaktivitet:** Ingen känd förutom Zolpidem
- **Registrerade läkemedel:** Zolpidem, Stilnoct och Edluar