



PRODUKTBLAD
För sjukvårdspersonal

MIC-Key®

GASTROSTOMIORT MED LÅG PROFIL

- MIC-Key* gastrostomiort finns i många olika storlekar för individuell passform och bästa komfort för både barn och vuxna.
- MIC-Key* är lätt att sköta och byta i hemmiljö.
- MIC-Key* är greppvänlig, liten och diskret med innersluten distal tip.
- MIC-Key* har inbyggd backventil med enkel låsmekanism.
- MIC-Key* har en tydlig storleksangivelse och röntgentättråd.
- MIC-Key* har konformad avrundad spets för smidig insättning.
- MIC-Key* har märkt ballonginfart, BAL och LOT/Batch nr ingraverat.
- Lämplig och godkänd för "First placement", kan användas som första gastrostomiort under läkningsprocessen.
- MIC-Key* kan bidra till ökad livskvalité.
- MIC-Key* är tillverkad i silikon och levereras i kompletta set eller som singel pack.
- MIC-Key* kopplingsslangar ENFit med säkerhetsspärr och klämma som gör det lätt att tillföra näring, passar för anslutning såväl spruta som aggregat.
- MIC-Key* kopplingsslangar är DEHP-fria.



REFERENS

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. *TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatris.com
www.gastrostomi.se

MIC-Key* gastrostomiport

STORLEK I FR (YTTRE DIAMETER)		LÄNGD I CM													
12 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	-	-	
14 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
16 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
18 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
20 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
24 Fr	-	-	-	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	

Förpackningsstorlek 1 st.

Art. nr. för set består av 8140 + grovlek + längd. Exempel: 8140-12-0.8. Set innehållande 1 Mic-Key/knapp,

1 kuffspruta 6 ml, 1 ENFit spruta 35ml, 2 kopplingsslangar (0141-12, 0143-12) 4 kompresser.

Art.nr. för singelpack (endast knapp) består av 2120 + grovlek + längd. Exempel: 2120-12-0.8.

MIC-Key* kopplingsslangar ENFit

BENÄMNING	KOPPLING	LÄNGD I CM	ART. NR.	ANTAL/FRP
Kopplingsslang med medicinport	Vinklad 90°	5	0142-02	5
Kopplingsslang med medicinport	Vinklad 90°	30	0141-12	5
Kopplingsslang med medicinport	Vinklad 90°	60	0141-24	5
Kopplingsslang utan medicinport	Rak	30	0143-12	5
Kopplingsslang utan medicinport	Rak	60	0143-24	5
Kopplingsslang utan medicinport	Vinklad	30	0144-12	5
Kopplingsslang utan medicinport	Vinklad	60	0144-24	5

Kopplingsslangar med ENFit till Mic-Key*



Rak Bolusslang

0143-12, 30 cm
0143-24, 60 cm



**Vinklad kopplingsslang
med medicinport**

0141-12, 30 cm
0141-24, 60 cm



**Vinklad kopplingsslang
med medicinport**

0142-02, 5 cm



**Vinklad kopplingsslang
utan medicinport**

0144-12, 30 cm
0144-24, 60 cm

MED-2020-0018 APR

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. *TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatris.com
www.gastrostomi.se