



Beställningsinformation

Produkt	Art. nr
Easicult Combi 10 tester	67987
Easicult Combi PP 10 tester	05984
Easicult M 10 tester	67686
Easicult TTC 10 tester	67683
Easicult TTC PP 10 tester	05988
Cultura M 230 V	129997/05866
Cultura M 12 V (med biluttag)	132697
Termometer, tillbehör	129981/05724
Multirack, tillbehör	139248

Mer information finns i bruksanvisningen.

Enkel att använda!



Doppa eller häll



Inkubera

Tolka

Med över 40 års erfarenhet utvecklar, tillverkar och marknadsför Orion Diagnostica testsystem för vårdpersonal. Building well-being är kärnan i vårt uppdrag. Easicult® är ett registrerat varumärke från Orion Diagnostica Oy.



Orion Diagnostica Oy / Sverige
Box 85, 182 11 Danderyd
Tel. 08-623 64 40
www.oriondiagnostica.se

8086-01SE, 02/2018

Easicult® Produkter

Easicult® Combi Easicult® M Easicult® TTC



Enkel och praktisk mikrobisk kontroll för olika industrier

Easicult-diplide-metoden för odling är avsedd för övervakning av mikrobiska föroreningar i industriella vätskor. Testet kan enkelt användas på plats utan någon mikrobiologisk kunskap och plattorna kan användas som transportmedia om ytterligare analys av proverna behövs.

Tillförlitligt

- » Produkter med hög kvalitet och användare över hela världen
- » Etablerad metod med lång erfarenhet

Tidsbesparande

- » Enkelt test på plats
- » Inga mikrobiologiska kunskaper och ingen specialutbildning behövs
- » Enkel resultatolkning – ingen räkning av kolonier

Flexibelt

- » Lång hållbarhet jämfört med odlingsplattor
- » Transporterbar
- » Förvaras i rumstemperatur
- » Inkubation vid rumstemperatur eller i inkubatorn för snabbare resultat

Easicult för enkel övervakning av mikrobiska föroreningar

- » Vätskor för pappers- och pappersmassaindustrin
- » Vätskor för metallindustrin
- » Industriella skärvätskor
- » Bränslen, smörjoljor, diesel, biodiesel
- » Färger, pigment, lack
- » Tillverkare av bilar och andra motorfordon
- » Kyltorn, kylvätskor
- » Kosmetikaindustrin
- » Bränsletankar
 - » Flygindustrin
 - » Skepp och båtar



Cultura M inkubator är avsedd för enkel och praktisk odling på plats med ett temperaurintervall på 25–45 °C.

Termometer och multitrack för enkel inkubation av rören är också tillgängliga.

Easicult® Combi

- » TTC-agar för total bakterieräkning och Rose Bengal-agar för jäst och mögel
- » För enkel kontroll av allmän hygien
- » Två produktversioner: Polypropylenrör (PP) för längre stabilitet och polystyrenrör (PS) för varierande temperaturtillstånd



Easicult® M

- » Maltagar för detektering av jäst och mögel
- » För övervakning av kontaminering av svamp



Easicult® TTC

- » TTC-agar för beräkning av totalt bakterieantal
- » Rödfärgade kolonier gör tolkningen av resultatet enkel
- » Två produktversioner: Polypropylenrör (PP) för längre stabilitet och polystyrenrör (PS) för varierande temperaturtillstånd

