

# OPERATIONSHANDSKAR

UTVECKLADE, TILLVERKADE & PACKADE I EUROPA



# VARFÖR KIRURGER LITAR PÅ SEMPERMED

När vi lyssnar på vårdpersonal och ser dem i arbete förstår vi vilka innovationer som gör en verklig skillnad i operationssalen. Vi utvecklar kontinuerligt nya produkter som skyddar de kirurgiska teamen, och tar hand om även den mest känsliga huden. Samtidigt som produkten tillverkas på ett hållbart sätt.



## DUBBELT SKYDD

Sempermeds operationshandskar är dubbelcertifierade \*, i enlighet med Direktiv 93/42 / EEG om medicintekniska produkter samt förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425, för att garantera din säkerhet. Tack vare ett optimerat utförande erbjuder våra handskar en överlägsen taktill känsla utan att göra några eftergifter när det gäller ditt skydd.

\*utom Sempermed Senso

## SÄKRA FÖR KÄNSLIG HUD

Vi erbjuder lösningar som skyddar din hud mot vanliga allergier. Genom syntetiskt material som är fritt från allergiframkallande latexproteiner. Detta i kombination med hudvänliga tillverkningsmetoder som vår patenterade UV-teknik samt vår specialutvecklade tvätt- och efterbehandlingsprocess, minskar avsevärt risken för hudallergier.

## SNABBA OCH ENKLA ATT TA PÅ SIG



Våra operationshandskar har en coating som gör dem mycket lätta att ta på, tack vare den specialutvecklade Quick Don™-tekniken. Den puderfria syntetiska innerbeläggningen minskar friktionsmotståndet, vilket gör våra operationshandskar idealiska för att användas dubbla. Man byter enkelt överhandsken under pågående operation.

## ETT BRETT SORTIMENT

Operatörer och övrig personal på operationsavdelningar stöter på både känsliga och riskfyllda situationer i sitt dagliga arbete. Vårt breda sortiment av operationshandskar erbjuder lösningar för många olika situationer och ger ett bra skydd för både personal och patienter.

## ANATOMISKT UTFORMADE

Med en design baserad på en naturlig, avslappnad handställning. En något bredare handrygg ger våra handskar en överlägsen rörlighet vilket säkerställer att användaren upplever mindre trötthet i händerna, särskilt viktigt under långa operationer.



## TILLVERKADE I ÖSTERRIKE SEDAN 1920

Vi utvecklar och producerar operationshandskar i Österrike. Som ett globalt verksamt företag med starka europeiska värderingar följer vi internationella arbetsorganisationers standarder. Vi är medlem i amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI), och strävar alltid efter mer hållbara lösningar.

**OBS!** Den senaste produktinformationen finns på [www.sempermed.com](http://www.sempermed.com) under fliken "Produkter". Underlåtenhet att följa denna information, särskilt med avseende på (kemisk) beständighet, användningsfrekvens och handskarnas hållbarhet, kan leda till personskador och / eller materiella skador. Semperit ansvarar inte för felaktig användning av handskarna eller för felaktig lagring och hantering. Vid skador på handskarna eller ovanliga tecken på slitage ska handskarna inte användas. Om du är osäker bör du rådgöra med experter före användning. Informationen och klassificeringen är uppdaterad från och med publiceringsdatumet. Tekniska detaljer är medelvärden från produktionen och kan variera i enskilda fall. Denna ansvarsfriskrivning är föremål för misstag, tryckfel och ändringar. **WARNING: Naturlig latex kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock. Semperit bär inget ansvar för allergiska reaktioner.** ©Copyright 2019 Sempermed

# MIL- STENAR



18  
24

## EN BANBRYTANDE START

Semperit grundas av Johann Nepomuk Reithoffer, skräddare, entreprenör och uppfinnare som specialiserat sig på vattentäta material. Hans patenterade vävmaskin markerar starten för den europeiska gummiindustrin.

## DÄR DET STARTADE

I Wimpassing, Österrike, påbörjas byggandet av en fabrik som en dag kommer att bli Sempermeds produktions- forsknings- och utvecklingscenter för operationshandskar.

18  
52



19  
20

## DE FÖRSTA HANDSKARNA

Semperit börjar producera latexhandskar.

## PRODUKTEN VINNER MARK

Sempermeds operationshandskar används runt om i världen.

19  
60s



19  
97

## NY EUROPEISK MARKNADSLEDARE

Sempermed® Supreme, blir en av de mest använda puderfria operationshandskarna i Europa, och etablerar sig som kirurgens val.

## INNOVATION

Vår patenterade fotokemiska process vid tillverkningen av den hudvänliga, acceleratorfria Sempermed® Syntegra UV, tilldelas det prestigefyllda innovationspriset EARTO.

20  
16



20  
18

## HÅLLBARHET & HUDVÄNLIGHET

Green Glove Technology introducerar en ny nivå avseende hållbarhet och hudvänlighet inom handsktillverkningen.

## ETT ÅRHUNDRADE AV UTVECKLING

20  
20

100  
YEARS

Contact Us

Semperit Investments Asia Pte Ltd  
8 Jurong Town Hall Road,  
#29 - 03 to 06 JTC Summit, Singapore 609434  
E-Mail: [sempermed@semperitgroup.com](mailto:sempermed@semperitgroup.com)  
[www.sempermed.com](http://www.sempermed.com)

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H.  
Division Sempermed  
Austria · 1030 Vienna · Modecenterstrasse 22  
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
E-Mail: [sempermed@semperitgroup.com](mailto:sempermed@semperitgroup.com) · [www.sempermed.com](http://www.sempermed.com)

sempermed<sup>®</sup>  
syntegra UVsempermed<sup>®</sup>  
syntegra IRsempermed<sup>®</sup>  
syntegra greenquick don<sup>™</sup>  
TEKNIKquick don<sup>™</sup>  
TEKNIKquick don<sup>™</sup>  
TEKNIK

## PRODUKTEGENSKAPER

PRISBELÖNT SKYDD  
FÖR DIN HUD

- **Polyisopren:**  
Utmärkt komfort och skydd
- **Allergivänlig<sup>1)</sup>:**  
Acceleratorfri & latexfri
- **Suverän komfort:**  
Latexliknande passform och känsla
- **Snabb och lätt att ta på:**  
Quick-Don<sup>™</sup> innerbeläggning

AVANCERAT HUDSKYDD  
& HÖG PRESTANDA

- **Reducerad allergirisk:**  
Innovativa accelerators, latexfri
- **Snabb och lätt att ta på:**  
Quick Don<sup>™</sup> innerbeläggning
- **Suverän komfort:**  
Latexliknande passform och känsla
- **Anatomisk form:**  
Bekvämare vid långa operationer

INNERHANDSKEN FÖR  
HÖGRISK OPERATIONER

- **En idealisk innerhandske:**  
Designad för dubbelhandskesystem
- **Hudvänlig:**  
Innovativa accelerators, latexfri
- **Suverän komfort:**  
Latexliknande passform och känsla
- **Tjocklek**  
Optimalt skydd vid högrisk operationer

## TYPE

Sterila operationshandskar för engångsbruk, puderfria, med syntetisk innerbeläggning

## MATERIAL

Polyisopren

Polyisopren

Polyisopren

## FÄRG

Vit

Kräm

Grön

## HANDSKFORM

Helt anatomisk med böjda fingrar och rullkant

## STORLEK/LÄNGD

enligt EN 455-2

5 ½, 6 och 6 ½ medianvärde 270 mm  
7, 7 ½ och 8 medianvärde 280 mm  
8 ½ och 9 medianvärde 285 mm

## TJOCKLEK

i handflätans område

0,20–0,25 mm

0,19–0,24 mm

0,19–0,24 mm

## BARRIÄR

AQL 0,65

## DRAGHÅLLFASTHET

enligt EN 455-2

≥ 9 N

## HÅLLBARHET

om förvarad enligt  
DIN 7716, ISO 2230

3 år

## STERILISERINGSMETOD

Gammastrålning STERILE R

## FÖRPACKNING

Handskarna förpackas i vikt innerförpackning med markering av vänster resp. Höger samt storlek. Manchetten är vikt och tummen upp. Ytterförpackningen är ozontät. 40 par ligger i en dispenserförpackning med steriliseringsindikator. Transportförpackning med steriliseringsindikator innehåller 240 par.

Handskarna förpackas i vikt innerförpackning med markering av vänster resp. Höger samt storlek. Manchetten är vikt och tummen upp. Ytterförpackningen är ozontät. 50 par ligger i en dispenserförpackning med steriliseringsindikator. Transportförpackning med steriliseringsindikator innehåller 300 par.

## KLASSIFICERING enligt MP

Regulation 93/42/EWG / according to PPE Regulation (EU) 2016/425

Medicinsk utrustning klass IIa

Skyddshandske för engångsbruk - PPE-kategori III (skydd mot kemiska ämnen under begränsad tid)<sup>2)</sup>

## ARTIKELNUMMER

	EU		EU		EU
storlek 5 ½	827058521	storlek 5 ½	827056521	storlek 5 ½	827053521
storlek 6	827058601	storlek 6	827056601	storlek 6	827053601
storlek 6 ½	827058621	storlek 6 ½	827056621	storlek 6 ½	827053621
storlek 7	827058701	storlek 7	827056701	storlek 7	827053701
storlek 7 ½	827058721	storlek 7 ½	827056721	storlek 7 ½	827053721
storlek 8	827058801	storlek 8	827056801	storlek 8	827053801
storlek 8 ½	827058821	storlek 8 ½	827056821	storlek 8 ½	827053821
storlek 9	827058901	storlek 9	827056901	storlek 9	827053901

sempermed®  
supremesempermed®  
supreme plussempermed®  
supreme greenquick don™  
TEKNIKquick don™  
TEKNIKquick don™  
TEKNIK

## PRODUKTEGENSKAPER

EN ALLROUNDSKAP  
DU KAN LITA PÅ

- **Extra smidig:**  
Enastående komfort och hög taktil känsla
- **Snabb och lätt att ta på:**  
Quick Don™ innerbeläggning
- **Anatomisk form:**  
Bekväm även vid långa operationer
- **Hudvänlig:**  
tvättad för att minimera risk för hudirritationer

OPTIMALT GREPP I  
VARJE SITUATION

- **Mikro-ruggad yta:**  
För bra grepp i vått och torrt
- **Snabb och lätt att ta på:**  
Quick Don™ innerbeläggning
- **Anatomisk form:**  
Bekväm även vid långa operationer
- **Hudvänlig:**  
tvättad för att minimera risk för hudirritationer

DUBBELT SKYDD SOM  
DU KAN LITA PÅ

- **Tydlig punktionsindikering:**  
Med dubbla handskar och en ljusare ytterhandske
- **Taktil känslighet**  
Tack vare optimal tjocklek
- **Idealisk innerhandske:**  
Designad för dubbelhandskesystem
- **Som underhandske**  
tillsammans med Sempermed® supreme eller supreme plus

## TYPE

Sterila operationshandskar för engångsbruk, puderfria, med syntetisk innerbeläggning

## MATERIAL

Latex

Latex

Latex

## FÄRG

Naturvit

Naturvit

Grön

## HANDSKFORM

Helt anatomisk med böjda fingrar och rullkant

## STORLEK/LÄNGD

enligt EN 455-2

5 ½, 6 och 6 ½	medianvärde 270 mm
7, 7 ½ och 8	medianvärde 280 mm
8 ½ och 9	medianvärde 285 mm

## TJOCKLEK

i handflatas område

0,19–0,23 mm

0,19–0,23 mm

0,17–0,20 mm

## BARRIÄR

AQL 0,65

## DRAGHÅLLFASTHET

enligt EN 455-2

≥ 12 N, överträffar EN 455-2 (≥ 12 N i stället för ≥ 9 N)

## HÅLLBARHET

om förvarad enligt  
DIN 7716, ISO 2230

3 år

## STERILISERINGSMETOD

Gammastrålning STERILE R

## FÖRPACKNING

Handskena förpackas i vikt innerförpackning med markering av vänster resp. Höger samt storlek. Manchetten är vikt och tummen upp.  
Ytterförpackningen är ozontät.  
50 par ligger i en dispenserförpackning med steriliseringsindikator.  
Transportförpackning med steriliseringsindikator innehåller 300 par.

## KLASSIFICERING enligt MP

Regulation 93/42/EWG / according to PPE Regulation (EU) 2016/425

Medicinsk utrustning klass IIa

Skyddshandske för engångsbruk - PPE-kategori III (skydd mot kemiska ämnen under begränsad tid)<sup>2)</sup>

## ARTIKELNUMMER

	EU	INT		EU		EU
storlek 5 ½	822751521	822751525	storlek 5 ½	822851521	storlek 5 ½	823756521
storlek 6	822751601	822751605	storlek 6	822851601	storlek 6	823756601
storlek 6 ½	822751621	822751625	storlek 6 ½	822851621	storlek 6 ½	823756621
storlek 7	822751701	822751705	storlek 7	822851701	storlek 7	823756701
storlek 7 ½	822751721	822751725	storlek 7 ½	822851721	storlek 7 ½	823756721
storlek 8	822751801	822751805	storlek 8	822851801	storlek 8	823756801
storlek 8 ½	822751821	822751825	storlek 8 ½	822851821	storlek 8 ½	823756821
storlek 9	822751901	822751905	storlek 9	822851901	storlek 9	823756901

sempermed®  
supreme duo

sempermed®  
derma PF



quick don™  
TEKNIK



quick don™  
TEKNIK

## PRODUKTEGENSKAPER

### OPTIMAL LÖSNING MED DUBBLA HANDSKAR I FÖRPACKNINGEN

- **Snabbare att öppna:**  
Två handskar i samma förpackning, supreme® + supreme® green
- **Enkelt att ta på** tack vare att underhandsken är en ½ storlek större
- **Säkert system:**  
Tydlig punktionsindikering
- **Perfekt tjocklek,**  
för passform och taktill känsla

### EN BEKVÄM PREMIUMHANDSKE

- **förstklassig passform och taktill känsla,**  
värderas av frekventa användare
- **Mycket uppskattad:**  
För hög och jämn kvalitet
- **Ger ett säkert grepp,**  
tack vare den mikro-ruggade ytan
- **Snabb och enkel att ta på:**  
Quick Don™ innerbeläggning

**TYPE** Sterila operationshandskar för engångsbruk, puderfria, med syntetisk innerbeläggning

**MATERIAL** Latex Latex

**FÄRG** Naturvit + Grön Naturvit

**HANDSKFORM** Helt anatomisk med böjda fingrar och rullkant

STORLEK/LÄNGD enligt EN 455-2	5 ½, 6 och 6 ½	medianvärde 270 mm	5 ½, 6 och 6 ½	medianvärde 260 mm
	7, 7 ½ och 8	medianvärde 280 mm	7, 7 ½ och 8	medianvärde 270 mm
	8 ½ och 9	medianvärde 285 mm	8 ½ och 9	medianvärde 280 mm

**TJOCKLEK**  
i handflatans område 0,19–0,23 mm + 0,17–0,20 mm 0,16–0,21 mm

**BARRIÄR** AQL 0,65

**DRAGHÅLLFASTHET**  
enligt EN 455-2 ≥ 12 N, överträffar EN 455-2 (≥ 12 N i stället för ≥ 9 N)

**HÅLLBARHET**  
om förvarad enligt DIN 7716, ISO 2230 3 år

**STERILISERINGSMETOD** Gammastrålning STERILE R

## FÖRPACKNING

Vänster och höger handske vända ut och in i innerförpackningen, ozontät medicinsk skalförpackning, dubbelförpackad. 25 innerförpackningar/ 50 par ligger i dispenserförpackning med steriliseringsindikator. Transportförpackning med steriliseringsindikator, innehåller 150 förpackningar/300 par.

Handskarna förpackas i vikt innerförpackning med markering av vänster resp. Höger samt storlek. Manchetten är vikt och tummen upp. Ytterförpackningen är ozontät. 50 par ligger i en dispenserförpackning med steriliseringsindikator. Transportförpackning med steriliseringsindikator innehåller 300 par.

**KLASSIFICERING** enligt MP  
Regulation 93/42/EWG / according  
to PPE Regulation (EU) 2016/425

Medicinsk utrustning klass IIa  
Skyddshandske för engångsbruk - PPE-kategori III  
(skydd mot kemiska ämnen under begränsad tid)<sup>2)</sup>



ARTIKELNUMMER	EU		EU	
	storlek	artikelnummer	storlek	artikelnummer
	5 ½	3000007261	5 ½	822751522
	6	3000007262	6	822751602
	6 ½	3000007263	6 ½	822751622
	7	3000007264	7	822751702
	7 ½	3000007265	7 ½	822751722
	8	3000007266	8	822751802
	8 ½	3000007267	8 ½	822751822
	9	3000007268	9	822751902