

# Nutrisafe® 2

## *Ett enteralt säkerhetssystem*

- ✓ Omöjliggör felkoppling med intravenösa infarter
- ✓ Komplet med sonder, sprutor och tillbehör
- ✓ Lila färg



# Sonder (röntgentät)



Längd	Fp	Fr 04	Fr 05	Fr 06	Fr 08	Fr 10	Fr 12	
<b>PVC</b>								
40 cm	25	364.042	364.052	364.062	364.082	-	-	
50 cm	50	361.042	361.052	361.062	361.082	361.102	-	
75 cm	25	363.042	363.052	363.062	363.082	363.102	363.122	
125 cm	25	362.042	362.052	362.062	362.082	362.102	362.122	
<b>PUR</b>								
40 cm	25	1364.042	1364.052	1364.062	1364.082	-	-	
50 cm	50	1361.042	1361.052	1361.062	1361.082	1361.102	-	
75 cm	25	1363.042	1363.052	1363.062	1363.082	1363.102	1363.122	
125 cm	25	1362.042	1362.052	1362.062	1362.082	1362.102	1362.122	
<b>SILIKON</b>								
50 cm	10	2331.042	2331.052	2331.062	2331.082	2331.102	-	
125 cm	10	2332.042	-	2332.062	2332.082	2332.102	-	
125 cm*	10	-	-	2395.062	2395.082	-	-	
<b>PUR - Ledare, sidohål, stängd tip</b>								
Längd	Fp	Fr 06	Fr 08	Fr 10	Fr 12	Fr 14	Fr 16	Fr 18
75 cm	25	1363.0621	1363.0821	1363.1021	1363.1221	1363.1421	1363.1621	1363.1821
125 cm	25	--	1362.0821	1362.1021	1362.1221	1362.1421	1362.1621	1362.1821
<b>PUR - Ledare, öppen tip</b>								
Längd	Fp	Fr 06	Fr 08	Fr 10	Fr 12	Fr 14	Fr 16	Fr 18
75 cm	25	--	1363.0822	1363.1022	1363.1222	--	--	--
125 cm	25	--	1362.0822	1362.1022	1362.1222	--	--	--

1. PVC – Användningstid 2-3 dagar
  2. PUR – Polyuretan, användningstid 2-4 veckor
  3. Silikon – Användningstid 2-3 månader
- \* Med vikt

## Enteralsprutor



1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	20 ml	20 ml *	60 ml*
1015.012	1015.022	1015.052	1015.102	1015.202	1015.212	1015.602
Fp 100	Fp 100	Fp 100	Fp 100	Fp 50	Fp 50	Fp 25

\* Sidokopplad

# Tillbehör



Används mellan:  
Aggregat - sond  
Aggregat - knapp

Förlängningsslang aggregat till sond / knapp

0VENSFVG01

Fp 25



För att förlänga sonden

Förlängningsslang

Längd	Art.nr
30 cm	368.032
100 cm	368.102
150 cm	368.152

Fp 25



Koppling att använda mellan  
spruta och PEG/Knapp

Adapter PEG/knapp

368.12

Fp 100



Grip-Lok (sondfixering)

5804.11

Fp 25

Sondfixering

Koppling att använda mellan sond  
och aggregat



3-vägskran

5802.01

Fp 50



Y-koppling

368.42

Fp 50



Adapter aggregat

368.02

Fp 100

# Tillbehör



För att dra upp läkemedel, vitaminer mm ur flaska med membran



Uppdragningslock med spike	
Mått	Art.nr
14 mm	821.012
20 mm	821.022
Fp 50	

För att dra upp läkemedel, vitaminer mm ur flaska utan membran


Uppdragningsrör för läkemedel	
Längd	Art.nr
5 cm	817.052
15 cm	817.152
20 cm	817.202
50 cm	817.502
Fp 50	



För att dra upp läkemedel mm ur flaska med membran

Uppdragningskanyl för läkemedel	
817.002	50 mm
Fp 25	

Kork att sätta på flaska. Passar alla Nutrisafe 2 sprutor.



Korkar		
Spruta 1 st	Spruta 8 st	Sond/Tillbehör 1 st
828.01	828.08	829.01
Fp 100		

Kork/propp till enteralsprutor, sond och tillbehör

Kork till flaska	
820.20	20 mm
820.22	22 mm
820.28	28 mm
Fp 20	