



## Kontrollkassett för daglig kontroll (Daily Check Cartridge)

Kontrollkassetten för daglig kontroll består av en kassett utan reagenspack.

Förvaring:

2-32°C. Får inte förvaras i frys

Om kontrollkassetten förvarats i kylskåp, låt den anta rumstemperatur 30 minuter före användning. Förvara kontrollkassetten i sin skyddsförpackning när den inte används.

Hållbarhet:

Fram till angivet utgångsdatum som är tryckt på kassetten etikett.



## Kontrollkassett för månatlig kontroll (Monthly Check Cartridge)

Kontrollkassetten består av en kassett och en reagenspack precis som testkassetten, men utan provkammare.

Förvaring:

2-32°C. Får inte förvaras i frys.

Om kontrollkassetten förvarats i kylskåp, låt den anta rumstemperatur 30 minuter före användning.

Hållbarhet:

Fram till angivet utgångsdatum som är tryckt på kassetten etikett.

Förpackning:

6 kontrollkassetter, enstycksförpackade.