



Make Every Minute Count

# AFINION™ Lipid Panel

Det är viktigt att upptäcka personer som lider av eller löper hög risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, så att lämplig läkemedelsbehandling kan sättas in i ett tidigt skede och kombineras med livsstilsrådgivning. För omedelbar uppföljning erbjuder Afinion™ Lipid Panel-analysen en fullständig lipidprofil som kan användas för diagnos och behandling av lipidstörningar: Total kolesterol (KOL), HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider, non-HDL och KOL/HDL kvot.



**RESULTAT  
MED STOR  
NOGGRANNHET  
PÅ 7-8 MINUTER**



**HELBLOD, SERUM  
ELLER PLASMA**

- ✓ **PROVMATERIAL AV HELBLOD,  
SERUM OCH PLASMA**
- ✓ **PATIENTNÄRA ANALYS MED HÖG  
NOGGRANNHET**
- ✓ **SPÅRBARA TILL CRMLN  
(CHOLESTEROL REFERENCE  
METHOD LABORATORY NETWORK)**

TRIG  
155 mg/dL

HDL  
55 mg/dL



AFINION™ LIPID PANEL TESTKASSETT

KOL  
205 mg/dL

# AFINION™ LIPID PANEL

## KOPPLINGEN MELLAN DIABETES OCH HJÄRT-KÄRLSJKDOMAR

Kardiovaskulära riskfaktorer bör utvärderas årligen för alla patienter med diabetes. Dessa riskfaktorer inkluderar dyslipidemi, hypertoni, rökning, en ärftlighet med tidig kranskärslsjukdom och förekomst av albuminuri. Analysring av ACR och Lipid Panel spelar därför en viktig roll i diabetesbehandling.<sup>1,2</sup>

- Diabetes fördubblar nästan risken för hjärt-kärlsjukdomar jämfört med risken för icke-diabetiker.<sup>3</sup>
- Förhöjt HbA1c är kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.<sup>3</sup>
- Över 60 % av alla med typ 2-diabetes utvecklar hjärt-kärlsjukdomar.<sup>4</sup>
- 50 % av alla med diabetes dör av hjärt-kärlsjukdomar.<sup>5</sup>

## AFINION™ 2 ANALYSINSTRUMENT

Analysinstrumentet Afinion™ 2 är resultatet av många års kontinuerlig produktförnyelse och förbättringar som ger patientnära, åtgärdsbara provresultat på några få minuter.

Med sin kompakta storlek och testpanel, är Afinion™ 2-systemet idealiskt för patientnära provtagning på läkarmottagningar, kliniker, vårdcentraler, läkarstationer, äldreboenden, akutmottagningar och öppenvårdsmottagningar. Med bara ett kapillärprov får man redan under pågående konsultation mycket noggranna analysresultat för CRP, HbA1c, ACR och Lipid Panel.

PRODUKTNAMN	ARTIKELNUMMER
AFINION™ 2 ANALYSER	1116777
AFINION™ CRP	1116789
AFINION™ HbA1c	1116797
AFINION™ ACR	1116783
AFINION™ LIPID PANEL	1116802

ACR = albumin-kreatininkvot  
CRP = C-reaktivt protein

1. [http://www.euro.who.int/\\_data/assets/pdf\\_file/0019/170155/e96638.pdf?ua=1](http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0019/170155/e96638.pdf?ua=1)
2. American Diabetes Association. *Diabetes Care*. 2018;41(Suppl 1).
3. <http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/34/39/3035.full.pdf>
4. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/>
5. <http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/Diabetes/diabetes-heart-disease-stroke/Pages/index.aspx#connection>

© 2020 Abbott. Med ensamrätt. Alla varumärken som hänvisas till här är varumärken som tillhör antingen Abbott-koncernen eller sina respektive ägare. Alla bilder som visas är avsedda endast för illustrativa syften. Eventuella personer på sådana bilder är modeller. 10004227-03 02/21

## PROCEDUR I 3 STEG

- 1 Ta provet med hjälp av den integrerade provtagningskapillären.



- 2 Placera provtagningskapillären i testkassetten.



- 3 Placera testkassetten i analysinstrumentet och stäng luckan. Analysen startar automatiskt.



**Abbott**