

HemoCue[®] Hb 801 Microcuvettes

HemoCue Hb 801 System är avsett för kvantitativ bestämning av hemoglobin i kapillärt eller venöst helblod i patientnära miljöer och i miljöer för bloddonation, inklusive primärvårds- och sjukhusmiljöer. Mikrokuvetterna är tillverkad av polystyrenplast och innehåller inga aktiva ingredienser. Provet sugas in i kuvetten med hjälp av kapillärkraft. Den fyllda mikrokuvetten är avsedd för användning tillsammans med HemoCue Hb 801.

Kemisk metod:	Reagensfritt
Provolym:	10 µL
Stabilitet:	Mikrokuvetterna i burken (öppnad eller oöppnad) är stabila fram till det utgångsdatum som anges på förpackningen.
Förvaring:	Förvara mikrokuvetterna vid 10–40 °C. Mikrokuvetterna i burken (öppnad eller oöppnad) kan förvaras en kortare tid (6 veckor) i -18–50 °C..
Förpackning:	4 x 50 kuvetter, burk

