



Toxicology

Snabbtest för missbruk av narkotika

# Drug Screen Test Strip

Patientnära urinprov



Bakom varje prov finns en **människa**

## Fördelar

- » Snabbt – resultat på fem minuter
- » Enkel testprocedur
- » Låg kostnad
- » Förvaras i rumstemperatur (15-30°C)

## Material

- » 25 separat förpackade test per låda

## Kompletterande Tjänster

Med Alere™ Toxicologys patientnära urinprover medföljer utbildning, kvalificerad teknisk support och omfattande korsreaktionsdata (information om vad, förutom detekterad narkotika, som kan ge positivt utslag).

## Hur det fungerar

PRODUKTUTBILDNING OCH CERTIFIERING FINNS ATT FÅ



OBS rörande TESTPROCEDUR: Se bipacksedeln för fullständiga instruktioner, begränsningar och varningar.

## Detekterar Följande

Narkotiska Preparat	
Amfetamin	MDMA
Barbiturater	Metadon
Bensodiazepiner	Metamfetamin
Buprenorfin	Morfin
Cannabis (THC)	Opiater
Kokain	Oxycodone
Metadonmetabolit (EDDP)	Propoxifen
Fentanyl	Tramadol
Ketamin	CRE/NIT/GLUT/pH/SG/OXI/PCC