



MiniONE® Balloon Button

Gastrostomiknapp med låg profil



- MiniONE® Balloon Button finns i ett brett urval av storlekar med längder upp till 6,5 cm.
- Liten, låg och mycket skonsam mot huden.
- Ballongen är speciellt utformad för att förhindra läckage.
- Ballongen är tillverkad i tålig medicinsk silikon av högsta kvalitet
- Lång livslängd
- Mjuk och flexibel för maximal komfort

Den mjuka anatomiskt utformade toppen förhindrar hudirritation/tryck

Vattenventilen är tydligt märkt med rekommenderad cuffvolym i ml

Tydlig storleksmärkning på produkt

Äppelformad ballong för att förhindra läckage

FR	Minimum cuffvolym i ballong	Rekommenderad cuffvolym	Max cuffvolym
12FR	2 ml	2,5 ml	3 ml
14FR	3 ml	4 ml	5 ml
16FR	4 ml	6 ml	8 ml
18FR	6 ml	8 ml	10 ml
20FR	7 ml	10 ml	15 ml
24FR	7 ml	10 ml	15 ml





MiniONE® Balloon Button set

CM	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0.8	M1-5-1208-I	M1-5-1408-I				
1.0	M1-5-1210-I	M1-5-1410-I	M1-5-1610-I	M1-5-1810-I	M1-5-2010-I	
1.2	M1-5-1212-I	M1-5-1412-I	M1-5-1612-I	M1-5-1812-I	M1-5-2012-I	
1.5	M1-5-1215-I	M1-5-1415-I	M1-5-1615-I	M1-5-1815-I	M1-5-2015-I	M1-5-2415-I
1.7	M1-5-1217-I	M1-5-1417-I	M1-5-1617-I	M1-5-1817-I	M1-5-2017-I	M1-5-2417-I
2.0	M1-5-1220-I	M1-5-1420-I	M1-5-1620-I	M1-5-1820-I	M1-5-2020-I	M1-5-2420-I
2.3	M1-5-1223-I	M1-5-1423-I	M1-5-1623-I	M1-5-1823-I	M1-5-2023-I	M1-5-2423-I
2.5	M1-5-1225-I	M1-5-1425-I	M1-5-1625-I	M1-5-1825-I	M1-5-2025-I	M1-5-2425-I
2.7	M1-5-1227-I	M1-5-1427-I	M1-5-1627-I	M1-5-1827-I	M1-5-2027-I	M1-5-2427-I
3.0	M1-5-1230-I	M1-5-1430-I	M1-5-1630-I	M1-5-1830-I	M1-5-2030-I	M1-5-2430-I
3.5	M1-5-1235-I	M1-5-1435-I	M1-5-1635-I	M1-5-1835-I	M1-5-2035-I	M1-5-2435-I
4.0	M1-5-1240-I	M1-5-1440-I	M1-5-1640-I	M1-5-1840-I	M1-5-2040-I	M1-5-2440-I
4.4		M1-5-1444-I	M1-5-1644-I	M1-5-1844-I	M1-5-2044-I	M1-5-2444-I
5.0		M1-5-1450-I		M1-5-1850-I		
5.5		M1-5-1455-I				
6.0		M1-5-1460-I		M1-5-1860-I		
6.5		M1-5-1465-I				



MiniONE® Balloon Button set innehåller:

- MiniONE® Balloon Button gastrostomiport
- AMT Introducer
- ENFit spruta 12 ml och 35 ml
- Spruta till fyllning av ballong, 10 ml
- Matslang 30 cm med vinklad koppling och ENFit Y-port (8-1255-I)
- Matslang 30 cm rak koppling med ENFit han-koppling (8-1211-I)
- Gel

