

Accutrend® Plus





Instrument för analys av lipider och laktat



Pålitliga och kvalitativa resultat för screening av kardiovaskulära riskfaktorer

Snabba laktatresultat med ett portabelt instrument för kapillär- och plasmaprover

Fakta Accutrend Plus

<p>Accutrend Plus instrument</p>	<p>Accutrend Plus är avsedd för kvantitativa mätningar av tre parametrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolesterol ▪ Triglycerider ▪ Laktat 	
<p>Accutrend Cholesterol 25 testremсор/förpackning</p>	<p>Mätintervall: 3.88–7.76 mmol/L Provmaterial: Kapillärt helblod Provvolum: 15–40 µl Temp vid analys: 18–30 °C Förvaring: 2–30 °C</p>	
<p>Accutrend Triglycerides 25 testremсор/förpackning</p>	<p>Mätintervall: 0,8–6,86 mmol/L Provmaterial: Kapillärt helblod eller hepariniserat/EDTA-venlod Provvolum: 15–40 µl Temp vid analys: 18–30 °C Förvaring: 2–30°C</p>	
<p>Accutrend BM-Lactate 25 testremсор/förpackning</p>	<p>Mätintervall: Helblod: 1.0–1.8 mmol/l Plasma: 0,9–1.7 mmol/l Provmaterial: Kapillärt helblod eller plasma Provvolum: 15–40 µl Temp vid analys: 15–35 °C Förvaring: 2–30 °C</p>	
<p>Bruksfärdiga kontrollvätskor:</p> <p>Accutrend Control CH1</p> <p>Accutrend Control TG 1</p> <p>BM-Control Lactate</p>	<p>Accutrend Control CH1: 1 x 1,5 mL Förvaring: 2–25 °C</p> <p>Accutrend Control TG 1: 1 x 1,5 mL Förvaring: 2–8 °C</p> <p>BM-Control Lactate: 2 x 4 mL Förvaring: 2–30 °C</p> <p>Hållbarhet i öppnad flaska: 3 månader</p>	