



SafeSwab

5-delad behållare med lock





SafeSwab är en 5-delad plastbehållare med lock som används för säker kontrollräkning och avfallshantering av operationsdukar.



Användning:

- Efterhand som en förpackning med op.duk öppnas placeras dess etikett på utsidan av SafeSwab-behållaren.
- Efter kontroll av op.duk samlas ihop den och placeras i ett fack, med röntgentråden väl synlig.
- När burkens fem fack är fyllda med var sin op.duk sätts locket på.
- Stapla burkarna på lämplig plats.
- Sluträkning och kontroll görs enkelt och hygieniskt.
- Burkarna kan också vägas för att beräkna blödning. Kontakta oss för Viktprotokoll.



Artikelnr.	Beskrivning	Storlek	Avd./Trpt.fp
60SRL810S	SafeSwab steril	Ø 28 cm	24 (2 x 12)
60SRL810	SafeSwab	Ø 28 cm	200 (50 x 4)
60SRL809S	SafeSwab mini steril	Ø 15 cm	24 (2 x 12)
60SRL809	SafeSwab mini	Ø 15 cm	200 (50 x 4)

Tillbehör:

SWAB805 Rostfri vägghållare för förvaring av osterila SafeSwab

SWAB806 Rostfri ställning på hjul för 4 behållare och lock

Material: PET (ca 25% återvunnet material)
 Förvaring: Rent och torrt i rumstemperatur
 Destruktion: Produkt: förbränning.
 Förpackningsmaterial: Återvinningsbart
 CE-märkt: Direktiv 93/42/EEC Class I Sterile / non-Sterile
 Trpt.fp. = min.kvant/best

