






# 3M Tegaderm™ I.V. förband

Evidensbaserad tillförlitlighet




## Perifera venkatetrar




1633

*Två sterila 3M Medipore™ fixeringstejper kan användas för att stabilisera katetervingarna. (1633)*



1633

*Djup slits och förstärkning med fixeringstejper ger extra säkerhet och minskar risken för flebiter. 3M Tegaderm™ ger möjlighet till inspektion av insticksstället och bildar en barriär mot kontamination utifrån. (1633)*




1623

*Det unika ramsystemet gör det lätt att placera förbandet korrekt och förhindrar att förbandet klibbar samman. (1623)*

Produkt	Storlek	Antal/förp.	Antal förp./leveransförp.
3M Tegaderm 1633 IV	8,5 x 7 cm	100	4
3M Tegaderm 1623W	6 x 7 cm	100	4
3M Tegaderm 1610	5 x 6,5 cm	100	4

## Pediatrik




1623

*1623W Tegaderm IV förband ger insyn till insticksstället och vattentätt skydd mot potentiella infektioner vid korttidsbruk av IV terapi. (1623)*



1610

*Tegaderm™ 1610. Säker och rolig fixering av venkatetrar för barn 2–12 år.*



1622

*Tegaderm förbandet uppfyller de speciella kraven vad gäller storlek, hudvänlighet och enkel applicering som krävs vid pediatrik IV terapi. (1622)*

Produkt	Storlek	Antal/förp.	Antal förp./leveransförp.
3M Tegaderm 1622W	4,4 x 4,4 cm	100	4
3M Tegaderm 1624W	6 x 7 cm	100	4
3M Tegaderm 9534 HP	6 x 7 cm	100	4
3M Tegaderm 9545 HP	5,6 x 6,4 cm	50	6

## Produkter med extra kantförstärkning och säker fixering

**Nyheter!**



**Tegaderm™ 1614 1616**

**Tegaderm™ 1650 PICC-line.**




**Tegaderm™ 1655**


*Tegaderm™ 1655 är framtagen för att säkra fixeringen av flertumenkatetrar. Förbandet är förstärkt med Medipore™ fixeringstejp runt hela förbandet för extra god kateterstabilitet.*

Produkt	Storlek	Antal/förp.	Antal förp./leveransförp.
3M Tegaderm 1614	6,0 x 7,0 cm	100	4
3M Tegaderm 1616	10,0 x 12,0 cm	50	4
3M Tegaderm 1635	8,5 x 10,5 cm	100	4
3M Tegaderm 1650 PICC-line	10,0 x 15,5 cm	25	4
3M Tegaderm 1655	9,5 x 12,3 cm	50	4

## Jugularis




*Det unika ramsystemet kombinerat med den ovala formen gör förbandet lätt att applicera samtidigt som man undviker spill p.g.a. hopklibbning av förbandet. (1635)*



*Förstärkningen med fixeringstejp och de två extra fixeringstejporna ger en bättre kateterstabilitet och säkerhet – även vid multilumen katetrar. (1635)  
När Tegaderm™ förbandet är på plats, kan ramen lätt tas bort och insticksstället är lätt att inspektera.*

## Subklavia



*Tegaderm™ förbandet ger god säkerhet för insticksstället i vena subklavia. Den medföljande noteringstejpen av Micropore™ kan användas för dokumentation av datum för byte och namn. (1626)*

Produkt	Storlek	Antal/förp.	Antal förp./leveransförp.
3M Tegaderm 1626W	10 x 12 cm	50	4
3M Tegaderm 9536HP	10 x 12 cm	50	4
3M Tegaderm 9546HP	10 x 11.5 cm	50	4
3M Tegaderm 9548HP	14 x 16.5 cm	10	8