

Actimove® Sling

Arm Slinga



- Lätt att applicera
- Lätt att justera
- Bekväm att använda



Actimove® Sling

Arm slinga

Actimove® Sling är ett bekvämt immobiliserings system för skuldra, armbåge och handled. Kombinationen av en slinga med kardborrfäste ger både patient och personal en lätt applicering och justering av armstödet.

Indikationer

- Trauma på handled, armbåge och skuldra
- Armstöd i kombination med gips

Produkt Användning

- Klipp till önskad längd
- Applicera kardborrfästen i båda ändarna
- Gör en ögla för applicering nära armbågen
- För slingan bakom ryggen över motsatt axel
- Linda slingan runt patientens handled och justera handens läge genom att fästa kardborren mot slingan
- Enkel ögla applicerad runt nacken med ett kardborrfäste är ett alternativ till exemplet ovan

Actimove® Sling har fördelar gentemot andra produkter på marknaden:

- 24 meters vadderad slinga i en lätt använd dispenser förpackning
- Stretchfri slinga som behåller armen i önskat läge
- Kardborrfästen som tillåter lätt justering och positionering av armen
- Slingans bredd förblir samma under användningen vilket förhindrar obehag i området runt nacke

REFERENS	INNEHÅLL	RÄCKER TILL
72859-18	Slinga: 5.5cm x 12meter (x2) Kardborrfästen: 2 x 14	(A) 14 Dubbel slingor, eller (B) 20 Enkel slingor Se de två sista bilderna till höger

Application

