

# BD Discardit™ II, 2-komponent spruta



- Stark kolvstång för bekväm och säker injicering utan risk för läckage
- Glasklar plast för kontroll av innehåll
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- Kolvstopp förhindrar att kolvstången dras ut
- Ergonomiskt formad kolvstång för ett säkert grepp



## BD Discardit™ II

Storlek ml	Fattning/Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
2	Luer/Centrerad	0,1	100/3000	300928
5	Luer/Excentrisk	0,2	100/1800	309050
10	Luer/Excentrisk	0,5	100/1200	309110
20	Luer/Excentrisk	1,0	80/960	300296

### Materialinnehåll

Cylinder: Polypropylen  
Kolvstång: Polyetylen  
Ytbehandling: Amide

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

### Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm  
(polyetylen/polyamid)  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass I)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com