



Kliniderm Debride

Effektiv metod för mekanisk debridering.

Kliniderm® Debride är avsedd som en snabb, mycket effektiv och säker metod för mekanisk debridering.

Används för att absorbera exsudat, cellrester och keratos och är skonsam på intakt vävnad.

Debride Pocket finns för mindre ytliga sår eller när extra kontroll behövs när man applicerar tryck.

Produktspecifikation:

Referensnummer	Storlek	Förp.
40511800	10 x 14 cm	5 / 100
40511801	8 x 4 cm	5 / 60

Material	Polyester, Polypropen
CE-klass	MDR IIb
Steril vara	Ja
Steril vara	Ja
Hållbarhet	5år
Förvaring	Sterilt
Återvinning	Släng enligt lokala rutiner och riktlinjer

Leverantör
Klinion Medeco