



Cellona® Longuette Cellona® bred longuette

Den praktiska gipslonguetten



Cellona gipslonguette används för framställning av immonibliserande förband på kroppsdelar efter skador och frakturer. De lämpar sig för läggning av skenförband och för förstärkning av cirkulära förband. Cellona bred longuette används som förband för stora ytor.

Produktsammansättning

17-trådig bomullsgasväv, med gipsmassa av α - och β -kalcium-sulfatsemihydrat

Beställningsinformation

Cellona® longuette

i foliepåse och dispenserkartong

Bredd (cm x m)	REF	FE (st.)
10 x 20	25500	1
12 x 20	25501	1
15 x 20	25502	1
20 x 20	25503	1

Cellona® bred longuette

enskilt i foliepåse, rullad

Bredd (cm x m)	REF	FE (st.)
40 x 5	20301	1/10
60 x 5	20302	1/10

Användningsområden

- för framställning av immobiliseringsförband på kroppsdelar efter skador och frakturer
- för läggning av skenförband och för förstärkning av cirkulära förband

Egenskaper

- hög stabilitet
- dopningsklara, med 4 över varandra lagda vådor
- förkortad läggningstid genom longuette teknik
- ekonomisk materialförbrukning
- finkrämig

Rekommenderade kombinationer

- > [Cellona gipsbinda](#)
- > [tg tubförband](#)
- > [Cellona syntetvadd](#)
- > [Haftan](#)
- > [Cellona polster](#)
- > [Mollelast haft](#)

Anvisningar

- lämpade för framställning av kroppsstora förband, t.ex. bäcken-bengips eller gipskorsetter
- förbanden är transportsäkra efter 30 min
- fullt härdade efter 12-24 timmar