

Urinuppsamlingspåse

Diskret, tömbar benpåse

- Knickfri slang
- PVC-fri
- Tömbar



Conveen 5161
500 ml
50 cm

Conveen® Security+ urinuppsamlingspåse

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; alltifrån droppar till ofrivillig tömning av hela blåsans innehåll. En urinuppsamlingspåse ansluten till en urindroppssamlare (uridom) eller kvarliggande urinkateter, är en bra och funktionell lösning för att tömma blåsan.

Fördelarna med att använda en tömbar påse är att risken för infektioner minskar (slutet system), du slipper byta så ofta och det går utmärkt att koppla den till en annan påse för att få en större uppsamlingsvolym, t ex på natten.

Conveen Security+ urinuppsamlingspåse är en PVC-fri, tömbar benpåse, avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppssamlare. Urinpåsens baksida är försedd med ett hudvänligt non-woven material som gör kontakten mot benet mjuk och behaglig.

Påsens slang är knickfri vilket säkerställer att urinen rinner fritt även om slangen böjs eller vrids kraftigt. Slangen finns i olika längder och som avklippbar eller med fast konnektor.

Conveen Security+ urinuppsamlingspåse går att kombinera med alla typer av katetrar och urindroppssamlare. Påsen töms med hjälp av en tömningsklämma och är lätt att hantera.

Påsens kanter är försedda med hål avsedda till Conveen fixeringsband. På banden finns knappar, som sätts i påsens förstansade hål. Bandet kan tvättas i 60 grader och är latexfritt.



Användartips

När du kortar av den justerbara slangen, spara så mycket som möjligt av slangens släta del, så att du lätt kan trycka på konnektorn.



Conveen® Security+	Konnektor	Volym (ml)	Slanglängd (cm)	Förp (styck)	Coloplast art nr
	avklippbar	350	30	30	051640
	fast	350	30	30	051641
	fast	500	6	30	210220
	avklippbar	500	30	30	051600
	fast	500	30	30	051601
	avklippbar	500	50	30	051610
	fast	500	50	30	051611
	avklippbar	750	30	30	051660
	fast	750	30	30	051661
	avklippbar	750	50	30	051670
	fast	750	50	30	051671

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söpförbränning med energutvinning.



0543