



## tg<sup>®</sup> fix Nätförband

### Gott läge med fix(at) nätförband

tg fix är en bredmaskig och högelastisk nättub. Den lämpar sig för enkel och tidsbesparande fixering av sårkontaktskikt av alla slag samt för applicering av ocklusionsfolier. Genom sin flexibilitet anpassar den sig utan veck till alla kroppsformer och sörjer därmed för en behaglig bärkomfort. Nätförbandet kan snabbt sättas fast i alla lägen.



### Stabilt nät — även för hemmabruk

Det masksäkra materialet förhindrar sönderrivning av nätet och möjliggör öppning av det med hjälp av valfria snitt. För sårinspektion och kompressbyte räcker det dock i regel att lyfta lite på eller dra tillbaka nättuben. På grund av dess flexibilitet är den väl lämpad vid eftervård i hemmet. Den lämpar sig genom anpassbara längder och storlekar såväl för stora som små extremiteter och till exempel huvud, bål, höfter, armhålor, fingrar, händer, fötter m.m.

### Produktsammansättning

71 % polyamid (krusad), 29 % elastodien (latex), fri från optiska vitmedel.

### Beställningsinformation

tg<sup>®</sup> fix

Storlek	REF	FE (st.)
<b>4 m (utdragen längd) rullad i vikkartong</b>		
A för fingrar	24240	1/100
B för liten extremitet (flera fingrar/hand/fot)	24241	1/100
C för stor extremitet (litet huvud/arm/ben)	24242	1/98
D för stort huvud, liten bål	24243	1/58
E för stor bål, höft, armhåla	24244	1/28
<b>25 m (utdragen längd) vikt i dispenserkartong</b>		
A för fingrar	24250	1/66

B för liten extremitet (flera fingrar/hand/fot)	24251	1/20
C för stor extremitet (litet huvud/arm/ben)	24252	1/16
D för stort huvud, liten bål	24253	1/16
E för stor bål, höft, armhåla	24254	1/12

## Användningsområden

- för fixering av sår- eller salvkompresser av alla slag
- för applicering av ocklusionsfolier
- för fixering av skenförband

## Egenskaper

- bredmaskig stickning
- bielastisk
- ringa veckbildning
- går ej lätt sönder efter inskärningar

## Anvisningar

- tvättbar
- kan steriliseras med vattenånga (121 °C) och bestrålning
- vid sårinspektion och kompressbyte räcker det för det mesta med att lyfta tuben något eller att dra tillbaka den
- väl lämpad för eftervård i hemmet