



## Op-dukar med röntgentråd, gasväv

**MEDIPLAST®** kan erbjuda Er ett högkvalitativt sortiment av sterila op-dukar av gasväv i flera olika storlekar. Gasväven är 100% bomull, peroxidblekt. Röntgentråden är svetsad på op-dukarna. Färgkodningen återfinns på kontrolletiketten samt på förpackningens etikett.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek cm		Lager/ply	Färg	Frp./Trp.frp
601300	5-pack	30 x 45	Sydd	3	Brun	45 (9x5) / 540
601301	5-pack	30 x 45	Sydd	4	Brun	45 (9x5) / 540
601316	5-pack	40 x 45	Sydd	3	Blå	45 (9x5) / 270
601302	1-pack	45 x 70	Sydd	3	Grå	25 / 300
601303	5-pack	45 x 70	Sydd	3	Svart	30 (6x5) / 240
601308	5-pack	45 x 70	Sydd	4	Svart	30 (6x5) / 240
601298	1-pack	45 x 70	Sydd	4	Grå	20 / 120
601304	5-pack	10 x 60	Osydd	4	Lila	100 (20x5) / 1200
601304X	5-pack	10 x 60	Sydd	4	Lila	100 (20x5) / 1200
601305	5-pack	10 x 60	Sydd	8	Grön	45 (9x5) / 540
601299	10-pack	10 x 60	Sydd	8	Grön	50 / 400
601306	5-pack	10 x 60	Osydd	12	Röd	30 (6x5) / 360
601306X	5-pack	10 x 60	Sydd	12	Röd	30 (6x5) / 360
601307	5-pack	10 x 10	Osydd	12	Orange	100 (20x5) / 1200
601307X	5-pack	10 x 10	Sydd	12	Orange	100 (20x5) / 1200
601309	2-pack med snöre	34 x 34	Sydd	2	Gul	50 (25x2) / 400
601310	1-pack med snöre	5 x 60	Sydd	8	Rosa	20 / 240

Avd.förp = min.kvant/best





Materialspecifikation 100% bomull, peroxidblekt  
 Antal trådar 21 trådar/cm<sup>2</sup>  
 Röntgentråden DEHP fri PVC  
 Övrigt Latexfri

Förpackningsmaterial:  
 Innerförpackning 1 Nonwoven, PP (Blue)  
 Innerförpackning 2 Grid coated paper 68 gsm samt PA/PE 70μ / 80μ  
 Innerbox Wellpapp >500 gsm  
 Transport box Wellpapp >550 gsm

Steriliseringsmetod ETO  
 Standards ISO 11135-1:2007, EN 14079

Art.nr.	Vikt / st gr	Max abs. kapacitet ml *	Urkramad ca ml *
<b>601300</b>	12,4	85	60
<b>601301</b>	16,2	112	79
<b>601316</b>	17,4	119	84
<b>601302</b>	27,8	191	135
<b>601303</b>	27,8	191	135
<b>601308</b>	36,9	254	179
<b>601298</b>	36,9	254	179
<b>601304</b>	7,3	50	35
<b>601304X</b>	7,3	50	35
<b>601305</b>	13,5	93	65
<b>601299</b>	13,5	93	65
<b>601306</b>	19,9	137	96
<b>601306X</b>	19,9	137	96
<b>601307</b>	4,1	28	19
<b>601307X</b>	4,1	28	19
<b>601309</b>	8,1	55	39
<b>601310</b>	6,8	46	33

\* Mätning av absorptionskapaciteten ovan är endast ett ca-tal och vi rekommenderar att ni själv kontrollerar.