

## Copan Provtagningspinnar

Copan art.nr	Sarstedt art.nr	Beskrivning	Pinne/topp	Användning	Färg
155 C	80.1301	- utan medium	Plast/rayon		Vit
159 C	80.1301.001	- utan medium	Plast/polyester	PCR	Röd
184 C	80.1301.002	- utan medium	Plast/rayon	Mini-tip	Grön
160 C	80.1303	- utan medium	Alu/rayon		Orange
108 C	80.1361	Med amies	Plast/rayon	Allmänodling; ex. hals, sår	Blå
114 C	80.1362	Med amies/kol	Plast/rayon	Allmänodling; ex. hals, sår	Svart
110 C	80.1363	Med amies	Aluminium/rayon	Näsa/hals vuxen, ex. shigella	Orange
116 C	80.1366	Med amies/kol	Aluminium/rayon	Öra/näsa/hals och ögon. Även för manlig provtagning på ex N. Gonorrhoeae	Orange
192 C	80.1366.001	Med amies/kol	Flexibel, tvinnad aluminium/rayon	Näsa/hals barn och vuxna, ex Bordetella pertussis	Blå
147 C	80.1380	Medium för virus	Plast/rayon	Virus	Rosa
170 KS01	80.1368	Endast pinne	Aluminium/rayon		
165 KS01	80.1368.001	Endast pinne	Trä/bomull	OBS! Denna pinne har utgått	

Amines – Medium som stabiliserar provet under transporten  
 Kol . Neutraliserar toxiner och inhibitorer