



PRODUKTFAKTA

Produktnamn: **Mixed** Variation of your favourites
30-pack

Produktansvarig: Anette Otterström
Senast uppdaterad: 2018-01-22

PRODUKTBESKRIVNING


RFSUs **Mixed Variation of your favourites** är en mix av olika kondomer för dig som vill känna dig för. 8 st Profil, 2 st Beyond Thin (True Feeling), 5 st Thin, 5 st Näkken, 5 st Strawberry och 5 st Vanilla. Alla är ofärgade latexkondomer med behållare och extra glidmedel. Kondomerna med smak har glidmedel med arom.

CE-märkning, lotnummer och bäst före märkning finns på både den inre och yttre förpackningen. Användarinstruktioner finns på bipacksedel inuti förpackningen. Kondomen kontrolleras och testas enligt ISO-standard 4074 individuellt och elektroniskt.

Förpackningsstorlek: 10x30 pack


Näkken

Längd: 185 mm
Bredd: 53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek: 0,06 mm




Profil

Längd: 185 mm
Bredd: 53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek: 0,06 mm




Beyond Thin

Längd: 180 mm
Bredd: 52 mm
Omkrets: 104 mm
Tjocklek: 0,04 mm




Thin

Längd: 185 mm
Bredd: 53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek: 0,05 mm



Vanilla

Längd: 185 mm
Bredd: 53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek: 0,07 mm



Strawberry

Längd: 185 mm
Bredd: 53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek: 0,07 mm



FORMBESKRIVNING

Latexkondom med glidmedel

BRA ATT VETA

- 5 års hållbarhet från tillverkning
- förvaras torrt och svalt
- undvik direkt solljus
- innehåller inga animaliska tillsatser
- använd kondomen endast en gång
- inget preventivmedel är 100% säkert
- kan framkalla allergiska reaktioner hos personer som är överkänsliga mot latex
- kondom är det enda preventivmedlet som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara infektioner

KÄLLSORTERING

- ytterförpackningen/boxen sorteras som pappersförpackning.
- kondom och innerförpackning läggs i papperskorg och sorteras med hushållssoporna, kondomen får **absolut inte** spolras ned i toaletten – risk finns för stopp i avloppsrören.

Ingredienser	Funktion
Latex/naturgummi	Råvara
Silikonolja/Dimethicone	Råvara/glidmedel för att kondomen ej skall torka samt gör den lättare att rulla på

SAMBANDSVAROR

Glidmedel - använder man extra glidmedel ska det vara vatten- och/eller silikonbaserat. Använd ej oljebaserat glidmedel som t ex barnolja eller vaselin. Rådfråga sjukvårdande enhet eller apotek vid medicinskt användande av t ex salva, balsam, liniment eller vagitorier.

KVALITETSÄKRING

RFSU AB innehar ett eget ackrediterat laboratorium och är certifierade via Intertek Semko och kvalitetssäkrat enligt;

- SS-EN ISO 9001:2015 (Företag)
- MDD 93/42 EEC (Produkter)
- SS-EN ISO 17025 (Laboratorium)

LEVERANTÖR

RFSU AB Box 1279 164 29 KISTA Momsreg.nr. SE556039298601 Bankironr. 168-4703	Telefax. 08 633 46 29 Telnr. 08 633 46 00 Tel kundtjänst. 08 633 46 01 Beställ på order@rfsu.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*När du köper en produkt från RFSU är du med och stöttar arbetet med mänskliga och sexuella rättigheter i världen.
RFSU – Fighting for body rights since 1933.*