

Urologi med tillbehör > Spolaggregat



Våra urologiska spolaggregat för användning per- och postoperativt är tillverkade för maximal säkerhet och enkel hantering.

Enkelt spolaggregat

Specialtillverkat för användning vid mindre operationer i urinblåsan. Anslutning med katetertipp alternativt slangkoppling för enkel fastsättning på valfritt cystoskop

Kombi-Set

Specialtillverkat för anslutning till valfritt cystoskop. Kan även användas för postoperativ spolning när mindre spolpolymer krävs

Specifikation för 765655

1. Skyddshuv garanterar steriliteten. Insticksspetsar som är luftad.
2. Droppkammare, transparent för god optisk kontroll av flödet med hydrofobt luftfilter.
3. Rullklämma för inställning av flödes hastighet
4. Slang, ID/OD 4,0/5,6 mm, total slanglängd för hela systemet; 180 cm
5. Skruvkoppling/Kateternippel för anslutning till kateter med skyddshylsa
6. Silikon slang med skyddshuv för anslutning till skopiinstrument

Materialspekifikation

Insticksspetsar: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
 Slang: PVC OD 5,6mm ID 4,0mm, mjukgörare TOTM
 Droppkammare: Polypropylen
 Droppregulator: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
 Skruvkoppling: Polykarbonat
 Slang: Silikon
 Fyllnadsvolym: 27,80 ml

Specifikation för 765656

1. Skyddshuv garanterar steriliteten. Insticksspetsar som är luftad.
2. Droppkammare, transparent för god optisk kontroll av flödet med hydrofobt luftfilter.
3. Rullklämma för inställning av flödes hastighet
4. Slang, ID/OD 4,0/5,6 mm, total slanglängd för hela systemet; 350 cm
5. Skruvkoppling/Kateternippel för anslutning till kateter med skyddshylsa
6. Silikon slang med skyddshuv för anslutning till skopiinstrument

Materialspekifikation

Insticksspetsar: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
 Slang: PVC OD 5,6mm ID 4,0mm, mjukgörare TOTM
 Droppkammare: Polypropylen
 Droppregulator: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
 Skruvkoppling: Polykarbonat
 Slang: Silikon
 Fyllnadsvolym: 27,80 ml

Materialspekifikation för 434139

1. Skyddshuv garanterar steriliteten. Insticksspetsar som är luftad.
2. Droppkammare, transparent för god optisk kontroll av flödet med hydrofobt luftfilter.
3. Rullklämma för inställning av flödes hastighet
4. Slang, ID/OD 4,0/5,6 mm, total slanglängd för hela systemet; 180 cm
5. Nippel för anslutning till cystoskop

Materialspekifikation

Insticksspetsar: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
 Slang: PVC OD 5,6mm ID 4,0mm, mjukgörare TOTM
 Droppkammare: Polypropylen
 Droppregulator: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
 Nippel: Polykarbonat
 Slang: Silikon
 Fyllnadsvolym: 27,80 ml

Steriliseringsmetod

Etylenoxid



Steriliseringsmetod

Etylenoxid

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.**För gravitation:** DIN EN ISO 8536-4. För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
765656	Enkelt spolagg 350cm slang laparoscopiskkirurgi	5	40	N	J	S	TOTM
765655	Enkelt spolagg cystoscopi 180cm	10	80	N	J	S	TOTM
434139	Kombi-set cystoscopiaggregat 180cm	80	320	N	J	S	TOTM

Produktbladsnr 1001

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2016-09-16 14:50