

Meda AB, a Viatrix company



For internal use, education and training purposes only. Do not duplicate, distribute or use when detailing. This document contains confidential and proprietary information of Viatrix Inc. Unauthorized use, duplication, dissemination or disclosure to third parties is strictly prohibited. © 2021 Viatrix Inc. All Rights Reserved. March 2021.



VIATRIS

KAM – Lena Sager, lena.sager@viatris.com

Order, leveranser, fakturor – Oriola md.viatris@oriola.com

Kundsupport – Lotta Meijer m.fl. md@viatris.com

Produkt- & Marknadschef – Mikaela Westlund, mikaela.westlund@viatris.com

Reklamationshantering – reklamation@viatris.se

Upphandlingsavtal – Erik Rehnström mfl

Vi har stor och lång erfarenhet som leverantör och att ge support till den svenska sjukvården

Produkter Medical Device

Gastroenterologi/Kirurgi

- MIC-Key*
- MIC* PEG
- MIC* Bolus
- Specialgastrostomier
- Introducer Kit
- Farrell* Valve
- Corflo* PEG, NG-sond
- aspHirate - pH-stickor mm



Kirurgi/Anestesi/Intensivvård

- Thora-Vent[®] – Pneumothorax dränage

Radiologi

- Uresil Dränagekatetrar

Nutrition

- Bi-Aglut Glutenfri pasta & smörgåskex

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. Marknadsförs av Meda AB (A Viatris Company)


© 2021 Meda AB (A Viatris Company)

®Registered Trademark of UreSil LLC

*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical Inc or its affiliates

CORFLO nasogastriska sonder

- **Långtidsanvändning**
- Mjuk och följsam
- Polyuretan i hög kvalitet
- ENFit anpassad
- Röntgentät, hela sonden med förstärkt täthet i den distala delen
- Ultra design distal ände, **ett stort hål** (stort flöde)
- Glidmedel över sond och ledare som aktiveras med vatten
- Med eller utan ledare och tyngd
- 6 till 12Fr i olika längder 38-140cm




CORFLO nasogastriska sonder

Med ledare utan distal tyngd

- 6Fr 38, 56, 91cm,
- 8Fr 56, 91, 109, 140cm,
- 10Fr 91, 109, 140cm,
- 12Fr 91, 109cm

10st/fp

Finns utan ledare och med eller utan distal tyngd



The screenshot shows the homepage of Gastrostomi.se. At the top, there is a search bar and a toggle for 'ALLMÄNHET' (Public) and 'VÅRDPERSONAL' (Healthcare professionals). The main navigation menu includes 'Om gastrostomi', 'Om dysfagi', 'Dietistens kostråd', 'Mic-Key', 'Frågor & svar', and 'Användarinstruktioner'. The main banner features the title 'Gastrostomi' and a description: 'För den som har dysfagi är det svårt att få i sig mat och dryck via munnen och om besvären varar mer än ett par veckor kan det därför bli nödvändigt att göra en så kallad gastrostomi. Lär dig mer om gastrostomi ►'. Below this is a section titled 'Välkommen till gastrostomi.se' with a sub-header 'Arbetar du inom vården?' and a link 'Gastrostomi.se för vårdpersonal ►'. At the bottom, there are three circular icons: a stomach with a tube, a person's head in profile with a tube, and a red box with the Mic-Key logo and a list of topics: 'Mic-Key de olika delarna', 'Ejle av rötter i ballongen', 'Ejle av Mic-Key', 'Mätning', 'Skötsel', and 'Mätning av stomikarakt'.



Kontakta oss gärna för mer information

Mikaela Westlund

Tfn 070 324 6866

Mikaela.westlund@viatris.com

Lena Sager

Tfn 070 303 3289

[lena.sager@viatris.com](mailto:lensager@viatris.com)