



CADD™ ambulatoriska infusionssystem

Produktkatalog

icumedical
human connections

CADD ambulatoriska infusionsaggregat med Flow Stop-skydd mot fritt flöde

CADD ambulatoriska infusionsaggregat med Flow Stop bidrar till att skydda mot okontrollerad vätskeinfusion till följd av gravitation. Flow Stop aktiveras och stänger vätskebanan när aggregatet eller behållaren tas bort från pumpen.



CADD standardaggregat med Flow Stop-skydd mot fritt flöde

- Högsta tillförselhastighet är upp till 250 ml/tim med CADD-Solis™-modell 2110 v3 eller senare och alla modeller av CADD-Solis VIP™-pumparna
- Högsta tillförselhastighet är upp till 175 ml/tim med CADD-Solis-modell 2100 (alla versioner) och pumpar av modellerna 2110 v1.0 och v2.0
- Högsta tillförselhastighet är upp till 125 ml/tim med CADD-Legacy™-pumparna

■ Blårandig slang ■ Gulrandig slang. Alla andra genomskinliga.

| | Artikelnummer. | Enheter | Beskrivning | Slanglängd | Fyllningsvol. | Ersätter |
|---|----------------|------------|---|---------------------------------------|---------------|--------------------------|
|  | 21-7321-24 | 12/kartong | CADD infusionsaggregat med honluer, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer | 259 cm | 2,7 ml | 21-7021-24 |
|  | 21-7322-24 | 12/kartong | CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer | 198 cm | 2,3 ml | 21-7022-24 21-7034-24 |
|  | 21-7323-24 | 12/kartong | CADD blårandigt infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer | 198 cm | 2,3 ml | 21-7023-24 |
|  | 21-7324-24 | 12/kartong | CADD gulrandigt infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer | 312 cm | 3,2 ml | 21-7024-24 |
|  | 21-7359-24 | 12/kartong | CADD infusionsaggregat med hanluer, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer | 175 cm | 2 ml | 21-7059-24 |
|  | 21-7390-24 | 12/kartong | CADD infusionsaggregat med honluer, flödesstopp (flow stop), 7,6 cm y-förlängning, envägs backventil med honluer, envägs backventil med hanluer och klämmor | 259 cm med 7,6 cm y-förlängning | 4 ml | 21-7090-24 |
|  | 21-7391-24 | 12/kartong | CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 7,6 cm y-förlängning, envägs backventil med honluer, envägs backventil med hanluer och klämmor | 274 cm med 7,6 cm y-förlängning | 4,2 ml | 21-7091-24 |
|  | 21-7624-24 | 12/kartong | CADD gulrandigt infusionsaggregat, spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil, med NRFIT®-hankoppling | 312 cm | 3,2 ml | 21-7024-24 21-7324-24 |



CADD standardaggregat med luftelimineringfilter och Flow Stop-skydd mot fritt flöde

- › Högsta tillförelshastighet är upp till 250 ml/tim med CADD-Solis-modell 2110 v3 eller senare och alla modeller av CADD-Solis VIP-pumparna
- › Högsta tillförelshastighet är upp till 175 ml/tim med CADD-Solis-modell 2100 (alla versioner) och pumpar av modellerna 2110 v1.0 och v2.0
- › Högsta tillförelshastighet är upp till 125 ml/tim med CADD-Legacy-pumparna

■ Blårandig slang ■ Gulrandig slang. Alla andra genomskinliga.

| | Artikelnummer. | Enheter | Beskrivning | Slanglängd | Fyllningsvol. | Ersätter |
|---|----------------|------------|--|------------|---------------|--|
|  | 21-7343-24 | 15/kartong | CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 1,2-mikron luftelimineringfilter, klämma, nålfritt injektionsställe och envägs backventil med hanluer | 290 cm | 14 ml | 21-7333-24 |
|  | 21-7346-24 | 15/kartong | CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, spiralslang, klämma och envägs backventil med hanluer | 239 cm | 7 ml | 21-7336-24 21-7036-24 |
|  | 21-7363-24 | 15/kartong | CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 1,2-mikron luftelimineringfilter, spiralslang, klämma och envägs backventil med hanluer | 239 cm | 7 ml | 21-7383-24 21-7083-24 21-7071-24 |
|  | 21-7349-24 | 12/kartong | CADD gulrandigt infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med hanluer | 330 cm | 6 ml | 21-7339-24 21-7039-24 |
|  | 21-7394-24 | 12/kartong | CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med hanluer | 274 cm | 3,3 ml | 21-7094-24 |
|  | 21-7395-24 | 12/kartong | CADD infusionsaggregat med honluer, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med hanluer | 259 cm | 3,1 ml | 21-7095-24 |
|  | 21-7649-24 | 12/kartong | CADD gulrandigt infusionsaggregat, spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med NRFit-hankoppling | 330 cm | 6 ml | 21-7639-24 21-7039-24 21-7339-24 |



CADD infusionsaggregat för stora volymer med Flow Stop-skydd mot fritt flöde

- › Högsta tillförselhastighet är upp till 500 ml/tim med CADD-Solis-modell 2110 v3 eller senare och alla modeller av CADD-Solis VIP-pumparna
- › INTE KOMPATIBLA med CADD-Legacy, CADD-Solis-modell 2100 (alla versioner) och pumpar av modellerna 2110 v1.0 och v2.0

■ Blårandig slang ■ Gulrandig slang. Alla andra genomskinliga.

| | Artikelnummer. | Enheter | Beskrivning | Slanglängd | Fyllningsvol. | Ersätter |
|--|-----------------|------------|--|------------|---------------|--|
| | 21-7345-24 | 15/kartong | CADD infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma, injektionsställe och envägs backventil med hanluer | 300 cm | 17 ml | 21-7355-24 21-7055-24 21-7055V-24 |
| | 21-7357-24 | 15/kartong | CADD infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer | 234 cm | 11 ml | 21-7057-24 21-7057V-24 |
| | 21-7364-24 | 15/kartong | CADD infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), 1,2-mikron luftelimineringfilter, lueraktiverat nålfritt injektionsställe, klämma och envägs backventil med hanluer | 297 cm | 17 ml | 21-7375-24 21-7075-24 21-7075V-24 |
| | 21-7361-24 | 15/kartong | CADD infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), 1,2-mikron luftelimineringfilter, klämma, injektionsställe och envägs backventil med hanluer | 297 cm | 17 ml | 21-7381-24 21-7081-24 21-7389-24 21-7089-24 |
| | 21-7386-24 | 15/kartong | CADD infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), 1,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med hanluer | 264 cm | 15 ml | |
| | 21-7384-24 ■ | 15/kartong | CADD gulrandigt infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer | 312 cm | 16 ml | |
| | 21-7365-24 ■ | 15/kartong | CADD gulrandigt infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med hanluer | 343 cm | 20 ml | 21-7385-24 21-7085-24 |
| | 21-7684-24 ■ | 15/kartong | CADD gulrandigt infusionsaggregat för stora volymer, spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med NRFit-hankoppling | 312 cm | 16 ml | |
| | 21-7665-24 ■ | 15/kartong | CADD gulrandigt infusionsaggregat för stora volymer, spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med NRFit-hankoppling | 340 cm | 20 ml | 21-7685-24 |



CADD läkemedelskassetter med Flow Stop-skydd mot fritt flöde

Öka patientens rörelsefrihet och läkemedelstrygghet med fristående läkemedelskassetter. Tillgängliga förfyllda eller tomma för att fyllas efter förskrivning.

- > Högsta tillförselhastighet är upp till 250 ml/tim med CADD-Solis-modell 2110 v3 eller senare och alla modeller av CADD-Solis VIP-pumparna
- > Högsta tillförselhastighet är upp till 175 ml/tim med CADD-Solis-modell 2100 (alla versioner) och pumpar av modellerna 2110 v1.0 och v2.0
- > Högsta tillförselhastighet är upp till 125 ml/tim med CADD-Legacy-pumparna

Måste användas med CADD förlängningsset

■ Blårandig slang ■ Gulrandig slang. Alla andra genomskinliga.

| | Artikelnummer. | Enheter | Beskrivning | Slanglängd | Ersätter |
|---|-----------------|------------|--|------------|--------------------------|
|  | 21-7301-24 | 12/kartong | 50 ml CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp | 20 cm | 21-7001-24 |
|  | 21-7302-24 | 12/kartong | 100 ml CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp | 20 cm | 21-7002-24 |
|  | 21-7300-24 ■ | 12/kartong | 100 ml gul CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp | 20 cm | 21-7100-24 |
|  | 21-7308-24 | 12/kartong | 250 ml klar CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp | 20 cm | |
|  | 21-7309-24 ■ | 12/kartong | 250 ml gul CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp | 20 cm | |
|  | 21-7310-24 ■ | 12/kartong | 250 ml blå CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp | 20 cm | |
|  | 21-7600-24 ■ | 12/kartong | 100 ml gul CADD läkemedelskassett med NRFit-honkoppling, flödesstopp (flow stop), klämma och oventilerad propp | 20 cm | 21-7100-24 21-7300-24 |
|  | 21-7609-24 ■ | 12/kartong | 250 ml gul CADD läkemedelskassett med NRFit-honkoppling, flödesstopp (flow stop), klämma och oventilerad propp | 20 cm | 21-7309-24 |
|  | 21-7664-24 | 50/kartong | CADD fyllningsadapter med NRFit-hankoppling och honluer | | |
|  | 24-1009-64 | 50/kartong | Propp med NRFit, hona, gul | | |
|  | 24-1004-64 | 50/kartong | Propp med NRFit, hane, oventilerad, gul | | |


















CADD förlängningsset

Används med CADD läkemedelskassetter.

Med integrerat friflödesskydd och backventil som skydd mot fritt vätskeflöde.

■ Blårandig slang ■ Gulrandig slang. Alla andra genomskinliga.

| | Artikelnummer. | Enheter | Beskrivning | Slanglängd | Fyllningsvol. | Ersätter |
|---|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------|
|  | 21-7045-24 21-7060-24 | 50/kartong 12/kartong | CADD förlängningsset med han-/hanluer, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma | 76 cm | 1,1 ml | |
|  | 21-7046-24 21-7061-24 | 50/kartong 12/kartong | CADD förlängningsset med han-/hanluer, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma | 114 cm | 1,4 ml | |
|  | 21-7047-24 21-7062-24 | 50/kartong 12/kartong | CADD förlängningsset med han-/hanluer, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma | 152 cm | 1,7 ml | |
|  | 21-7092-24 | 12/kartong | CADD backventilförlängningsset med han-/hanluer, integrerad Anti-Siphon-ventil, y-förlängning med envägs backventil med honluer och klämma | 173 cm med 7,6 cm y-förlängning | 2,9 ml | |
|  | 21-7115-24 | 12/kartong | CADD backventilförlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter, integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma och y-förlängning med envägs backventil med honluer | 175 cm med 7,6 cm y-förlängning | 3,2 ml | |
|  | 21-7105-24 | 12/kartong | CADD gulrandigt förlängningsset med han-/hanluer, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma | 229 cm | 2,3 ml | |
|  | 21-7044-24 | 25/kartong | CADD förlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma | 140 cm | 4 ml | 21-7040-24 |
|  | 21-7052-24 | 50/kartong | CADD Microbore förlängningsset med hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och integrerad Anti-Siphon-ventil med hanluer | 152 cm | 1,1 ml | |
|  | 21-7106-24 | 50/kartong | CADD förlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma | 152 cm | 1,8 ml | |
|  | 21-7147-24 | 12/kartong | CADD gulrandigt förlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma | 254 cm | 5 ml | 21-7107-24 |
|  | 21-7108-24 | 50/kartong | CADD gulrandigt förlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma | 229 cm | 2,4 ml | |
|  | 21-7109-24 | 50/kartong | CADD blårandigt förlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma | 229 cm | 2,4 ml | |
|  | 21-1200-24 | 12/kartong | Spikeset med hanluer-lock och klämma | 30 cm | 0,5 ml | |
|  | 21-7605-24 | 12/kartong | CADD gulrandigt förlängningsset med NRFit han-/hankoppling, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma | 229 cm | 2,3 ml | 21-7105-24 |
|  | 21-7608-24 | 50/kartong | CADD gulrandigt förlängningsset med NRFit han-/hankoppling, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma | 229 cm | 2,4 ml | 21-7108-24 |

CADD ambulatoriska infusionspumpar och mjukvara för programmering



CADD-Solis ambulatoriska infusionsystem

| Artikelnummer. | Beskrivning |
|-----------------------|---|
| 21-2111-0402-XX* ■ | CADD-Solis v4.2 PCA ambulatorisk pump, stödjer den trådlösa kommunikationsmodulen |
| 21-2112-0402-XX* ■ | CADD-Solis v4.2 ambulatorisk pump med gul knappsats, stödjer den trådlösa kommunikationsmodulen |



Mjukvara för programmering av CADD-Solis ambulatoriska pumpar

| Artikelnummer. | Beskrivning |
|--------------------|---|
| 67-2470-040300-XX* | Elektronisk mjukvaruuppdatering till CADD-Solis v4.3.0 inbyggd programvara till pump |
| 21-2176-0100-25 | Elektronisk mjukvara, CADD-Solis nedladdningsverktyg (CSDL), v1.0 |
| 21-2194-0403-25 | PharmGuard™ Administrator v4.3 mjukvara för läkemedels säkerhet För CADD-Solis- och CADD-Solis VIP-pumpar |
| 21-2138-0100-25 | PharmGuard Administrator exportverktyg för MSS-protokollbibliotek |
| 21-2137-0101-25 | CADD-Solis nätverkskonfigurationsverktyg för trådlös Solis |



CADD-Solis VIP ambulatorisk infusionspump

| Artikelnummer. | Beskrivning |
|-----------------------|---|
| 21-2120-0105-XX* ■ | CADD-Solis VIP 2120 ambulatorisk infusionspump, PharmGuard aktiverat (blå etikett) |
| 21-2127-0105-XX* ■ | CADD-Solis VIP 2120 ambulatorisk infusionspump, manuellt läge (standardinställningar) (svart etikett) |

CADD pumptillbehör



CADD-Solis strömkällor och kommunikationsmodul

Pumpen får ström från antingen 4 AA-batterier, en nätadapter med strömladd, ett laddningsbart batteripack eller kommunikationsmodul.

| Artikelnummer. | Beskrivning |
|----------------|--|
| 21-2160-XX* | Laddningsbart litiumjonbatteripaket |
| 21-2131-25 | CADD-Solis trådlös kommunikationsmodul för användning med CADD-Solis v4-pumpar – OUS |
| 21-0270-25 | AC-adapter – väggfäste för användning med CADD-Solis-pumpar |



Fjärrdoseringskabel

| Artikelnummer. | Beskrivning |
|----------------|---------------------------------------|
| 21-2186-25 | Fjärrdoseringskabel (CADD-Solis-pump) |



CADD-Solis lock-box med full åtkomst till knappsats

| Artikelnummer. | Beskrivning |
|----------------|--|
| 21-2188-25 | Stor LockBox med CADD knapplås – klar kompatibel med CADD-Solis-pump och standardpåsar för i.v. på upp till 500 ml |
| 21-2189 -25 | Stor LockBox med CADD knapplås – gul kompatibel med CADD-Solis-pump och standardpåsar för i.v. på upp till 500 ml |



Tillbehör för stativfäste

| Artikelnummer. | Beskrivning |
|----------------|--|
| 21-6120-24 | Låsbart stativfäste Konstruerad för att fästas direkt på baksidan av en pump eller Lockbox |
| 21-6118-24 | Stativfäste (inte låsbart) |
| 21-2135-25 | Adapter till stativfäste För användning med CADD-Solis-pump och stativfäste eller låsbart stativfäste. Får ej användas när kommunikationsmodulen är ansluten till pumpen |



Väskor

Används med alla CADD pumpar

Flegångsväskor

| Artikelnummer. | Beskrivning |
|----------------|---|
| 21-2169-24 | Ryggsäck (volym: 3 l) (A) |
| 21-2166-24 | Ryggsäck (volym: 1 l) (B) |
| 21-2168-25 | Pumpväska 250/500 ml med midjebälte och axelrem (C) |
| 21-2165-64 | Pumpväska 50/100 ml (D) |
| 21-2167-25 | Pumpväska 250/500 ml med midjebälte (E) |

Väskor för engångsbruk

| Artikelnummer. | Beskrivning |
|----------------|--------------------------|
| 21-2170-64 | Pumpväska 50/100 ml (F) |
| 21-2171-25 | Pumpväska 250/500 ml (G) |



Reservdelar

| Artikelnummer. | Beskrivning |
|----------------|---|
| 21-2185-51 | CADD pumpnyckel för användning med alla CADD-pumpar |
| 21-2100-25 | Fjärrdoseringskabelgrepp, servicesats |
| 21-2184-51 | CADD-Solis batterilucka |
| 67-2130-51 | Servicesats för laddningsbara batterier, CADD-Solis trådlös kommunikationsmodul |
| 67-2474-51 | Ersättningsstativfäste, CADD-Solis trådlös kommunikationsmodul |
| 21-2104-25 | Servicesats, isolator, pogo-stift, CADD-Solis 20/st. (för 5 pumpar) |
| 21-6188-51 | Reparationssats, CADD lock-box, låsbyte |
| 21-2103-25 | Servicesats, CADD lock-box, låsstiftsförlängning (för 25/lock-box) |

Språkversion

Ersätt XX med den tvåsiffriga landskoden för artiklar märkta med asterisk (*) på föregående sidor.

| Språk | Kod | CADD-Solis v4.2 | CADD-Solis VIP | CADD-Solis inbyggd programvara till pump | Batteripack |
|--------------|-----|-----------------|----------------|--|-------------|
| Franska | -02 | x | x | x | x |
| Tyska | -03 | x | x | x | x |
| Nederländska | -06 | x | x | x | x |
| Italienska | -07 | x | x | x | x |
| Spanska | -08 | x | x | x | x |
| Japanska | -09 | x | | x | x |
| Danska | -12 | x | x | x | x |
| Norska | -13 | | x | | x |
| Svenska | -14 | x | x | x | x |
| Finska | -15 | | x | | x |
| Portugisiska | -17 | x | x | x | x |
| Engelska | -50 | | x | | |
| | -51 | x | | | x |

Produkten uppfyller gällande lagstiftning och har motsvarande CE-märkning (2797).
Se tillverkarens bruksanvisning för ytterligare information, varningar och/eller säkerhetsåtgärder.

icumedical
human connections