



Intravenösa tillbehör

Safeflow[®]

Injektionsmembran för enkel infusionssäkerhet

Safeflow®

När infusionssäkerheten är viktig

SÄKERT, ENKLT OCH KOSTNADEFFEKTIVT NÅLFRITT INFUSIONSSYSTEM SÄKERHETEN FÖRST


Safeflow® nålfria injektionsmembran är ett säkert alternativ för beredning och administrering av intravenösa behandlingar. Safeflow® injektionsmembran sätter klinisk säkerhet först och optimerar kliniska infusionshastigheter.

MÅNGSIDIGT OCH INNOVATIVT SYSTEM

Safeflow® nålfria injektionsmembran omfattar nålfria produkter för alla typer av intravenösa behandlingar överallt på sjukhuset, inklusive infusionsaggregat och förlängningsslangar.


Safeflow® injektionsmembran medger enkel luer-/luerlockanslutning och ger användaren nålfri åtkomst för snabbare och enklare läkemedelstillförsel, blodprovstagning och infusion.

Perfekt för dina kliniska behov!



FÖRLÄNGNINGSSLANGAR

Safeflow® är alltid ett slutet system. Förlängningsslangen med liten innerdiameter möjliggör manipulation på avstånd från injektionssidan och säkrar därmed åtkomst för infusion, transfusion, aspiration av blodprover och intermitterent injektion. Slangar med mindre invändig diameter rymmer mindre volymer och kan användas såväl till pediatrika som neonatala patienter.




ANVÄNDARFÖRDELAR


- Desinficerbar
- Kompatibel med luer och luer-lock
- Medger multipel åtkomst för direkt aspiration eller vätskeinjektion
- Passar alla intravenösa system

OPTIMALA FLÖDESHASTIGHETER

Safeflow® lueraktiverade injektionsmembran har en innovativ design med en rak vätskeväg som ger ett kontinuerligt vätskeflöde med flödes hastigheter på 360 ml/min.



**PVC/DEHP-fri
Neutrapur®-slang**
Särskilt patientvänlig. Inga mjukgörare som kan läcka. Ekologisk avfallshantering.



Roterande luer-lockfättning
Möjliggör säkrare och lättare anslutning utan att vrida slang.





Safeflow® injektionsmembran
Slutet system som ger bekväm och säker nålfri åtkomst för injektion, aspiration eller parallella infusioner.







Backventil
Hindrar backflöde och förbättrar därmed säkerheten under parallella tryck- och dropp-infusioner.

Safeflow®

För enkel infusions säkerhet

	Artikel		Latex-fri	DEHP-fri	PVC-fri		Antal/fp.	Art.nr.
	Safeflow® ventil, blå		●	●	●		50	409100H
	Safeflow® ventil, röd		●	●	●		50	409110H

	Safeflow® med...	Innerdiam. (mm)	Latex-fri	DEHP-fri	PVC-fri	Längd (cm)	Antal/fp.	Art.nr.
	Förlängningsslang och Safeflow® ventil	1.0	●	●	●	10	100	4097154N
	Förlängningsslang och två Safeflow® ventiler	1.0	●	●	●	12	100	4097145N
	Förlängningsslang och två Safeflow® ventiler och backventil	1.0	●	●	●	12	100	4097148N

	Infusionsaggregat	Innerdiam. (mm)	Latex-fri	DEHP-fri	PVC-fri	Längd (cm)	Antal/fp.	Art.nr.
	Intrafix® SafeSet med Safeflow	3.0	●			210	100	4063004
	Intrafix® Primeline med Safeflow	3.0	●			180	100	4062158
	Intrafix® Space Line med Safeflow	3.0	●	●	●	230	100	8700110SP
	Intrafix® Space Line, Dosifix®	3.0	●	●	●	270	40	8250245SP



Luer-lock



Luer

Produktdata för Safeflow®

Flödes hastighet	360 ml/min
Latexfri	✓
Luer och luer-lock	✓
Komplett system	✓
Fyllnadsvolym	0.09 ml
Antal punktioner	Upp till 200
Användningstid	24 timmar eller enligt sjukhusets rutiner