



DEFIBRILLERINGSELEKTROD

Används tillsammans med MRx och FR2. För behandling av patienter som väger mellan 10-25 kg (barn) och över 25 kg (vuxen).

MRx: Vid behandling av spädbarn under 10 kg, använd elektrod M3717A

FR2: Vid behandling av barn under 25 kg, använd elektrod M3870A

Observera att M3713A ej ska användas i kombination med FR3/FRx och barnyckel.

Artikelnummer
10009858

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediqsverige.se